

# PHILIPS

## AVENT

Χειροκίνητο θήλαστρο

με δοχεία μητρικού γάλακτος



SCF290/20



## Περισσότερη εξαγωγή. Γρήγορα. Βελτιωμένη απόδοση από ένα μη χειροκίνητο θήλαστρο

Το μη αυτόματο θήλαστρο σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο του επιπέδου απορρόφησης και του ρυθμού άντλησης. Το μοναδικό μη αυτόματο θήλαστρο Philips AVENT σάς εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση, καθώς είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι εξαγεί περισσότερο γάλα από ένα νοσοκομειακό ηλεκτρικό θήλαστρο.

### Διέγερση και εξαγωγή

- Τα μαλακά μαζιλ μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό

### Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

- Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος

### Ευέλικτο και φορητό

- Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση

## Χαρακτηριστικά

### Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ



Τα κατοχυρωμένα μαξιλαράκια μασάζ πιέζονται μέσα και έξω αντιγράφοντας το θηλασμό των μωρών και διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική απελευθέρωση του γάλακτος

### Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος



Πέντε μαλακά πέταλα μασάζ κάμπτονται απαλά μέσα και έξω, καθώς χρησιμοποιείτε την αναρροφητική αντλία η οποία μιμείται το πιπίλισμα του μωρού σας.

### Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση



Αθόρυβο και φορητό.

## Προδιαγραφές

### Τι περιλαμβάνεται

Χειροκίνητο θήλαστρο: 1 τεμάχιο

Δοχείο μητρικού γάλακτος (125 ml/ 4 oz): 2 τεμάχια

Πακέτο ταξιδιού θηλών: 1 τεμάχιο

Βάση μπουκαλιού/κάλυμμα ανοίγματος: 2 τεμάχια

Ανταλλακτικά μέρη: 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή, θηλή αργής ροής:

1 τεμάχιο

Δίσκοι σφράγισης: 2 τεμάχια

### Χώρα προέλευσης

Αγγλία

### Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

