

PHILIPS

AVENT

Digitales
Thermometerset

Babyphone

SCH540/00



Sanft und exakt

Bietet die Vorteile eines Digitalthermometers und eines Schnullerthermometers.

So können Sie die Temperatur Ihres Kindes mühelos messen. Das Schnullerthermometer verwendet den gleichen Sauger und das gleiche Saugerschild wie der AVENT Freeflow Beruhigungssauger und ermöglicht damit den problemlosen Übergang vom Schnuller zur Temperaturmessung.

Komfort für Ihr Kind

- Temperaturmessmethode kann auf Ihr Kind abgestimmt werden
- Digitalthermometer mit weicher, elastischer Spitze
- Speziell entwickeltes Schnullerthermometer

Schnelle und genaue, digitale Temperaturmessungen

- Eindeutige Mess- und Batteriestatusanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand

Komfort für Sie und Ihr Baby

- Mit AVENT Freeflow Beruhigungssauger

Daten

Ursprungsland

Hergestellt in China: Thermometer, Ja

In England hergestellt: Beruhigungssauger, Ja

Leistung

Batterietyp: LR41

Anzahl der Batterien: 1 pro Thermometer

Betriebszeit bei Batteriebetrieb:

>100 Stunde(n)

Zubehör

Benutzerhandbuch

Komfort

Auch für Neugeborene geeignet

Flexible Spitze

Eindeutige Messanzeige

Automatische Abschaltung

Batteriestatusanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 32 bis 42,9 °C

Genauigkeit: 35 bis 42 +/- 0,1 °C

Messzeit: 10 Sek. ±3 Sek. in Wasser (Bad),

25 Sek. ±10 Sek. oral & rektal, 60 Sek. ±10 Sek. unter dem Arm

