

PHILIPS

AVENT

Digitales
Babythermometerset

SCH540/00



Sanft und exakt

Bietet die Vorteile eines Digital- u. Baby-Thermometers m. Schnuller

So können Sie die Temperatur Ihres Kindes mühelos messen. Das Schnullerthermometer SCH540/00 verwendet den gleichen Sauger und das gleiche Saugerschild wie der Avent Freeflow Schnuller und ermöglicht damit den problemlosen Übergang vom Schnuller zur Temperaturmessung.

Komfort für Ihr Kind

- Temperaturmessmethode kann auf Ihr Kind abgestimmt werden
- Digitalthermometer mit weicher, elastischer Spitze
- Speziell entwickeltes Schnullerthermometer

Schnelle und genaue, digitale Temperaturmessungen

- Eindeutige Mess- und Batteriestatusanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand

Komfort für Sie und Ihr Baby

- Mit Avent Freeflow Schnuller

Daten

Ursprungsland

Hergest. in China: Thermometer, Ja

In England hergestellt: Beruhigungssauger, Ja

Leistung

Batterietyp: LR41

Anzahl der Batterien: 1 pro Thermometer

Betriebszeit bei Batteriebetrieb:

>100 Stunde(n)

Zubehör

Bedienungsanleitung

Komfort

Auch für Neugeborene geeignet

Flexible Spitze

Eindeutige Messanzeige

Automatische Abschaltung

Batteriestatusanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 32 bis 42,9 °C

Genauigkeit: 35 bis 42 +/- 0,1 °C

Messzeit: 10 Sek. ±3 Sek. in Wasser (Bad),
25 Sek. ±10 Sek. oral & rektal, 60 Sek. ±10 Sek.
unter dem Arm

Entwicklungsstufen

Schlafphasen: 0 - 6 Monate, 6 - 12 Monate

