

PHILIPS

AVENT

Контейнер за
съхранение на кърма

125 мл x 4



SCF640/04



Практично съхранение на кърма

Безопасни за съдомиялна машина, хладилник или фризер

За съхранение на кърма в хладилник или фризер. Изцеждате директно в контейнерите, като ги прикачвате към вашата ръчна или електронна гърдна помпа AVENT. Просто заменяте уплътнителните дискове с биберони за хранене. (Бибероните не са включени в комплекта)

Предимства и функции:

- Безопасни за съдомиялна машина, хладилник или фризер
- Работи с гамата AVENT на Philips

Акценти

Безопасни за съдомиялна машина, хладилник или фризер

Контейнерите могат да се мият в съдомиялна машина, а изцедената кърма може да се съхранява в стерилизирана бутилка или контейнер за кърма в хладилника или фризера

Работи с гамата AVENT на Philips

Изцеждате кърмата директно в контейнера за съхранение с помощта на гърдна помпа AVENT ISIS на Philips. Вкарайте уплътнителен диск, за да

съхранявате кърмата в хладилник или фризер. Затоплете храната в бутилка AVENT iQ на Philips и подгревателя за бебешки бутилки. Просто заменете уплътнителния диск с биберон AVENT за хранене - няма нужда от прехвърляне на кърмата. Не е включен биберон.

Спецификации

Страна на произход Англия

Какво е включено

Винтов пръстен: 4 бр.

Уплътнителен диск: 4 бр.

Контейнер за съхранение на кърма (125 мл / 4 унции): 4 бр.

