

# PHILIPS

## AVENT

Sada pro měření  
teploty

SCH540/00



## Jemný a přesný

Kombinace teploměru a teploměru v dudlíku.

Umožňuje měřit vašemu dítěti teplotu, aniž byste tím dítě rozrušili. Teploměr v dudlíku používá stejný dudlík a kryt jako dudlík AVENT Freeflow a umožňuje tak snadný přechod mezi funkcemi dudlíku a teploměru.

### Pohodlí pro vaše dítě

- Výběr možností přizpůsobení měření teploty, které vašemu dítěti nejvíce vyhovuje
- Digitální teploměr s měkkým a ohebným hrotem
- Speciálně navržený teploměr v dudlíku

### Rychlá a spolehlivá odečítání digitálních teplot

- Jasně zobrazení naměřené hodnoty a ukazatel stavu baterie
- Indikátor vybití baterie

### Pohodlný pro vás a vaše dítě

- Zahmňuje dudlík AVENT Freeflow

# Specifikace

## Země původu

Vyrobena v Číně: Teploměry, Ano

Vyrobena v Anglii: Dudlíky, Ano

## Spotřeba

Typ baterie: LR41

Počet baterií: 1 na teploměr

Provozní doba při napájení baterií:

>100 hodina (hodiny)

## Příslušenství

Uživatelský manuál: Ano

## Pohodlí

Vhodné pro novorozence: Ano

Pružná špička: Ano

Jasně zobrazení naměřené hodnoty: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Ukazatel stavu baterie: Ano

## Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 32-42,9 °C

Přesnost: 35-42 +/-0,1 °C

Čas měření: 10 s ±3 s ve vodě (koupel), 25 s ±10 s v ústech a konečníku, 60 s ±10 s v podpaží

