

# PHILIPS

## AVENT

Διπλό ηλεκτρονικό  
θήλαστρο



SCF304



## Σχεδιασμένο για άνεση

### Εμπνευσμένο από τη φύση

Αυτό το μοναδικό θήλαστρο χωρίς BPA διαθέτει ηλεκτρονική μνήμη που "μαθαίνει" από εσάς και συνεχίζει τον προσωπικό σας τρόπο άντλησης.

#### Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετικά άνετο και αποτελεσματικό
- Άμεσος έλεγχος
- Απεριόριστη μεταβολή ταχύτητας, άντλησης και ρυθμού - χωρίς προρυθμίσεις
- Αθόρυβο, εύκολο και φορητό
- Αντλεί περισσότερο γάλα γρηγορότερα

#### Διέγερση και εξαγωγή

- Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του μωρού για σταθ. ροή γάλακτος
- Τα μαλακά μαξιλ μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό.

#### Τρεις τρόποι

- Με ισχύ ρεύματος, με ισχύ μπαταρίας και χειροκίνητα

## Χαρακτηριστικά

### Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ



Τα κατοχυρωμένα μαξιλαράκια μασάζ πιέζονται μέσα και έξω αντιγράφοντας το θηλασμό των μωρών και διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική απελευθέρωση του γάλακτος.

## Προδιαγραφές

### Ρεύμα

Τάση: 100 - 240 V

### Χώρα προέλευσης

Αγγλία

### Τι περιλαμβάνεται

Διπλό ηλεκτρονικό θήλαστρο: 1 τεμάχιο

Βάση μπουκαλιού/κάλυμμα ανοίγματος: 4 τεμάχια

Μη αυτόματα μέρη για περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμο ηλεκτρικό ρεύμα: 1

Ανταλλακτικά μέρη: 1 τεμάχιο

Δοχείο μητρικού γάλακτος (125 ml/ 4 oz): 2 τεμάχια

Δοχείο μητρικού γάλακτος (260 ml/ 9 oz): 2 τεμάχια

Παγοκύστη: 4 τεμάχια

Πολύ μαλακή, θηλή αργής ροής: 2 τεμάχια

Πακέτο ταξιδιού θηλών: 2 τεμάχια

Θήκη μεταφοράς Thinsulate™: 2 τεμάχια

Τσάντα ταξιδιού από μικροφίμπρα:

1 τεμάχιο

Δίσκοι σφράγισης: 2 τεμάχια

