

# PHILIPS

## AVENT

Sada dětského  
digitálního teploměru

SCH540/02



## Jemný a přesný

Kombinace teploměru a teploměru v dudlíku.

Umožňuje měřit vašemu dítěti teplotu, aniž byste tím dítě rozrušili. Teploměr v dudlíku používá stejný dudlík a kryt jako dudlík Avent Freeflow a umožňuje tak snadný přechod mezi funkcemi dudlíku a teploměru.

### **Pohodlí pro vaše dítě**

- Výběr možností přizpůsobení měření teploty, které vašemu dítěti nejvíce vyhovuje
- Digitální teploměr s měkkým a ohebným hrotem
- Speciálně navržený teploměr v dudlíku

### **Rychlá a spolehlivá odečítání digitálních teplot**

- Jasně zobrazení naměřené hodnoty a ukazatel stavu baterie
- Indikátor vybití baterie

### **Pohodlný pro vás a vaše dítě**

- Zahnuje dudlík Avent Freeflow

# Specifikace

## Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: >100 hodin

Počet baterií: 1 na teploměr

Typ baterie: LR41

## Příslušenství

Uživatelská příručka: Ano

## Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 32–42,9 °C

Čas měření: 10 s  $\pm$ 3 s ve vodě (koupel), 25 s  $\pm$ 10 s v ústech a konečníku, 60 s  $\pm$ 10 s v podpaží

Přesnost: 35–42  $\pm$ /-0,1 °C

## Pohodlí

Vhodné pro novorozence: Ano

Pružná špička: Ano

Jasně zobrazení naměřené hodnoty: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Ukazatel stavu baterie: Ano

## Země původu

Vyrobeno v Číně: Teploměry, Ano

Vyrobeno v Anglii: Dudlíky, Ano

## Stupně vývoje

Stupně: 0–6 měsíců, 6–12 měsíců

