

# PHILIPS

## AVENT

Digitalt  
babytermometersæt

SCH540/00



## Nænsomt og nøjagtigt

En kombination af en sut og et digitalt termometer.

Nu kan du måle dit barns temperatur uden skrig og skrål. Termometeret med sut SCH540/00 har samme mundstykke og sut som Avent Freeflow-sutten, så det er nemt at skifte fra sut til temperaturmåling.

### Behageligt for dit barn

- Valgfri målemetode, der kan tilpasses babyen
- Digitaltermometer med blød spids
- Specialkonstrueret suttetermometer

### Hurtige og pålidelige digitale temperaturmålinger

- Klart måledisplay og batteristatusindikatorer
- Indikator for lavt batteriniveau

### Praktisk for dig og din baby

- Inkluderer Avent Freeflow-sut

# Specifikationer

## Oprindelsesland

Fremstillet i Kina: Termometre, Ja

Fremstillet i England: Sutter, Ja

## Strøm

Batteritype: LR41

Batterier: 1 stk. pr. termometer

Drifttid på batteri: > 100 time(r)

## Tilbehør

Brugervejledning

## Komfort

Velegnet til nyfødte

Fleksibel spids

Klart måledisplay

Auto-sluk

Batteristatusindikator

## Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 32-42,9 °C

Nøjagtighed: 35-42 +/- 0,1 °C

Måletid: 10 sek. ±3 sek. i vand (bad), 25 sek.

±10 sek. oralt og rektalt, 60 sek. ±10 sek.

armhule

## Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder, 6-12 måneder

