

PHILIPS

AVENT

Kit thermomètre
numérique pour bébé

SCH540/00



Doux et précis

Un thermomètre numérique pour bébé en forme de sucette

Vous pouvez prendre la température de votre bébé sans le perturber. Le thermomètre SCH540/00 en forme de sucette a la même collerette et la même tétérelle que la sucette aérée Avent, pour une transition facile entre la sucette et la prise de température.

Calmez votre enfant

- Choix des méthodes de mesure de la température selon ce qui convient le mieux à votre bébé
- Thermomètre numérique avec embout souple et flexible
- Thermomètre-sucette spécialement conçu

Mesure numérique rapide et fiable de la température

- Affichage clair de la température et indicateurs d'état de la pile
- Voyant de charge faible

Grand confort pour vous et votre bébé

- Comprend une sucette aérée Avent

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en Chine: Thermomètres, Oui

Fabriqué en Angleterre: Sucettes, Oui

Alimentation

Type de batterie: LR41

Nombre de piles: 1 par thermomètre

Autonomie batterie: > 100 heure(s)

Accessoires

Mode d'emploi

Pratique

Convient aux nouveau-nés

Embout souple

Affichage clair de la température

Arrêt automatique

Indicateur d'état de la pile

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 32-42,9 °C

Précision: 35-42 +/-0,1 °C

Temps de mesure: 10 s ±3 s dans l'eau (bain), 25 s ±10 s par voies orale et rectale, 60 s ±10 s sous l'aisselle

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 6-12 mois

