

# PHILIPS

## AVENT

Набор цифровых  
термометров

SCH540/00



## Бережное и точное измерение

Сочетание функций цифрового термометра и термометра-пустышки.

Позволяет измерить температуру, не причиняя неудобств вашему малышу. Для термометра-пустышки используются такие же соска и нагубник, как и для термометра-пустышки AVENT Freeflow. Это способствует простому переходу от сосания пустышки к измерению температуры.

### Удобство для вашего ребенка

- Выбор способа измерения, наиболее подходящего для вашего малыша
- Мягкий, гибкий наконечник цифрового термометра
- Специально разработанный термометр-соска

### Быстрое и точное отображение результатов измерения температуры

- Точное отображение результатов измерения и состояния заряда батареи
- Индикатор низкого заряда батареи

### Удобно для вас и вашего малыша

- В комплекте соска AVENT Freeflow

# Характеристики

## Страна происхождения

Сделано в Китае: Термометры, Да

Произведено в Англии.: Пустышки, Да

## Питание

Тип элемента питания: LR41

Количество батарей: 1 шт. на термометр

Время работы от батарей: >100 час(ов)

## Аксессуары

Руководство пользователя: Да

## Функции управления

Для новорожденных: Да

Гибкий кончик: Да

Четкое отображение результатов: Да

Автоматическое отключение: Да

Индикатор заряда батареи: Да

## Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 32 - 42,9 °C

Точность: 35 - 42 +/- 0,1 °C

Время измерения: 10 сек ±3 сек в воде (купание), 25 сек ±10 сек перорально и ректально, 60 сек ±10 сек подмышечно

