

PHILIPS

AVENT

Tire-lait électrique double Confort

Naturel

Comprend 2 biberons de 4 oz



SCF334/12



Plus de confort, plus de lait

Tire-lait avec coussin massEUR

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, l'extraction de votre lait se fait plus facilement. C'est pourquoi nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler le débit de lait en douceur.

Asseyez-vous confortablement, sans vous pencher vers l'avant

- Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique

Favorise l'extraction et stimule le débit en douceur

- Coussin massEUR doux chaud au toucher

Autres avantages

- Comprend notre tétine et notre biberon Naturels pour une tétée naturelle.
- Assemblage intuitif. Assortiment visuel des pièces facile.
- Conception légère et compacte qui comprend un sac de voyage pratique
- Nettoyage facilité par le petit nombre de pièces
- Utilisation facile au moyen d'un simple bouton

Choisissez votre position la plus confortable

- Comprend 1 mode de stimulation en douceur et 3 réglages d'extraction

Davantage de lait en moins de temps

- C'est l'accessoire idéal pour faire gagner du temps aux mamans



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Position plus confortable



Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule naturellement le débit de lait.

Plusieurs réglages simples au choix



Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre automatiquement en mode de stimulation de votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à choisir le réglage d'extraction qui vous convient le mieux parmi les 3 au choix.

Nettoyage facile

Le nettoyage est facilité par le petit nombre de pièces amovibles. Votre lait n'entrera jamais en contact avec le tube ni avec la base. Toutes les pièces sont résistantes au lave-vaisselle, sauf les pièces électriques.

Utilisation facile

Les tire-lait électriques doubles sont idéaux pour les mamans qui tirent leur lait de façon régulière. Ils leur permettent de gagner du temps en extrayant du lait des deux seins à la fois et ce, tout en confort.

Permet aux mamans de gagner du temps

Il est avéré que l'extraction simultanée sur les deux seins est plus efficace et peut augmenter votre lactation.*

Assemblage intuitif



Les pièces sont assorties visuellement pour rendre leur assemblage intuitif.

Conception compacte



Grâce à sa conception compacte, le tire-lait est facile à tenir et à placer sur votre sein. La petite base légère peut être placée tout près de vous afin que vous gardiez un contrôle total lors de l'extraction. Pour encore plus de facilité de transport et de rangement, le tube s'enroule tout simplement autour de la base. Le tire-lait est vendu avec un sac de voyage pratique.

Comprend notre tétine Naturelle



La tétine large en forme de sein permet des tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre l'allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.

Coussin masseur doux

Notre coussin masseur a une texture douce et veloutée qui est chaude sur la peau pour une stimulation confortable et en douceur de votre montée de lait. Pendant l'extraction, il reproduit l'effet de succion du bébé pour une extraction naturelle et une efficacité cliniquement prouvée. Le coussin masseur doux est conçu pour convenir parfaitement à la plupart des mamans. Au besoin, un coussin plus petit est vendu séparément.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Tire-lait: Polypropylène

Biberon: Sans BPA*, Polypropylène

Tétine: Sans BPA*, Silicone

Inclus

Pompe du tire-lait: 2 pcs

Base avec tube: 1 pcs

Biberon Naturel 125 ml (4 oz): 2 pcs

Coussin grande taille: 2 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:

2 pcs

Sac de voyage: 1 pcs

Échantillons de coussinets d'allaitement:

1 paire de coussinets d'allaitement confort et

1 paire de coussinets d'allaitement de nuit

Tétine très souple à débit nouveau-né: 2 pcs

Format

Conception du tire-lait: Conception compacte

Conception du biberon: Forme ergonomique,
Col large

Facilité d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Assemblage intuitif,

Nettoyage facile, Gamme entièrement

compatible

Fonctions

Pas besoin de vous pencher vers l'avant:

Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur doux: Stimulation en douceur

Réglages: 3 réglages d'extraction, 1 mode de stimulation

Davantage de lait en moins de temps: Permet de gagner du temps

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

