

PHILIPS

AVENT

Kit de termómetros
digitales para bebés

SCH540/00



Fiable y preciso

Combinación de un termómetro digital y un termómetro chupete

Le ayuda a medir la temperatura de su bebé sin molestarlo. El termómetro chupete SCH540/00 utiliza el mismo protector y tetina que el chupete ventilado AVENT Freeflow para facilitar la transición del chupete a la medición de temperatura.

Comodidad para su bebé

- Elija el método de medición de temperatura que mejor se adapte a su bebé
- Termómetro digital con punta suave y flexible
- Termómetro chupete especialmente diseñado

Lectura digital de la temperatura, rápida y fiable

- Pantalla con mediciones claras e indicadores del estado de la pila
- Indicador de batería baja

Cómodo para usted y su bebé

- Incluye chupete ventilado AVENT

Especificaciones

País de origen

Fabric. en China: Termómetros, Sí
Fabricado en Inglaterra: Chupetes, Sí

Potencia

Tipo de batería: LR41
Número de pilas: 1 por termómetro
Tiempo de funcionamiento con pilas:
>100 hora(s)

Accesorios

Manual del usuario: Sí

Cómodas funciones

Adecuado para recién nacidos: Sí
Punta flexible: Sí
Pantalla con mediciones claras: Sí
Desconexión automática: Sí
Indicador del estado de la pila: Sí

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento:
32-42,9 °C
Precisión: 35-42 +/- 0,1 °C
Tiempo de medición: 10 segundos
±3 segundos en agua (durante el baño),
25 segundos ±10 segundos por vía oral o
rectal, 60 segundos ±10 segundos en la axila

Etapas de desarrollo

Etapas: De 0 a 6 meses, De 6 a 12 meses

