

PHILIPS

AVENT

Kit thermomètre
numérique

Écoute-bébés

SCH540/00



Doux et précis

Un thermomètre numérique en forme de sucette.

Vous pouvez prendre la température de votre bébé sans le perturber. Le thermomètre en forme de sucette dispose des mêmes trous et de la même tétérelle que la sucette aérée AVENT, pour une transition facile entre la sucette et la prise de température.

En douceur pour votre enfant

- Plusieurs méthodes de mesure de la température pour choisir celle qui convient le mieux à votre bébé
- Thermomètre numérique avec embout souple et flexible
- Thermomètre-sucette spécialement conçu

Lecture numérique de la température rapide et sûre

- Affichage clair de la température et indicateurs d'état des piles
- Témoin de charge faible

Grand confort pour vous et votre bébé

- Comprend une sucette Aérée Philips AVENT

Caractéristiques

Pays d'origine

Fabriqué en Chine: Thermomètre, Oui

Fabriqué en Angleterre: Sucettes, Oui

Puissance

Type de pile: LR41

Nombre de piles: 1 par thermomètre

Autonomie sur pile: > 100 heure(s)

Accessoires

Mode d'emploi

Commodité

Convient aux nouveau-nés

Pointe flexible

Affichage clair de la température

Arrêt automatique

Indicateur d'état des piles

Spécifications techniques

Température de fonctionnement: 32-42,9 °C

Précision: 35-42 +/- 0,1 °C

Temps de mesure: 10 s ±3 s dans l'eau (bain),
25 s ±10 s par voies orale et rectale, 60 s ±10 s
sous le bras

