

PHILIPS

AVENT

Dụng cụ hút sữa bằng tay
có bình sữa

Thuận tiện mang theo

Dụng cụ hút sữa có đệm matxa

Đi kèm bình sữa và núm vú

Nắp đậy và đĩa đệm kín



SCF330/20



Nhẹ nhàng hơn, cho lượng sữa nhiều hơn, thuận tiện
mang theo*

Dụng cụ hút sữa bằng tay có đệm matxa

Ngồi thư giãn, không cần phải nghiêng người về phía trước và để đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa. Dụng cụ hút sữa bằng tay Avent có trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ, dễ bảo quản, tiện mang theo hút sữa khi ở bên ngoài. Thêm nữa, dụng cụ cũng có ít bộ phận hơn giúp tháo lắp, sử dụng và làm sạch dễ dàng.

Đã được chứng minh lâm sàng giảm nghiêng người về phía trước*

- Tư thế ngồi thoải mái nhờ có thiết kế đặc biệt

Đệm matxa mềm hình cánh hoa

- Đệm matxa mềm nhẹ nhàng kích thích dòng sữa

Dễ dàng cài đặt, hút và bảo quản

- Ít bộ phận tách biệt và thiết kế trực quan
- Kiểu dáng gọn nhẹ

Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình

- Gồm bình sữa và núm vú thiết kế Tự nhiên



asimpleswitch.com

Những nét chính

Tư thế ngồi thoải mái



Dụng cụ hút sữa có thiết kế phễu chụp độc đáo, sữa được hút ra sẽ đi thẳng vào bình ngay cả khi mẹ đang ngồi thẳng lưng. Nghĩa là mẹ có thể ngồi thoải mái trong khi hút sữa, không cần nghiêng người về phía trước để "hứng" sữa vào bình. Với tư thế ngồi hút sữa thoải mái và thư giãn, sữa sẽ tiết ra dễ dàng hơn.

Đệm matxa mềm



Đệm matxa được làm bằng chất liệu mềm mại, dạng sơ vãi, tạo cảm giác ấm áp khi áp lên da, nhẹ nhàng kích thích sữa. Đệm hình cánh hoa được thiết kế để nhẹ nhàng mô phỏng động tác bú mút của bé giúp kích thích dòng sữa.

Dễ dàng mang theo khi đi xa



Dụng cụ hút sữa có trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ, dễ bảo quản, tiện mang theo hút sữa khi ở bên ngoài vì nhỏ gọn, kín đáo.

Dễ dàng lắp đặt, hút và bảo quản



Ít bộ phận tách biệt và thiết kế trực quan, dễ dàng hút sữa cho bé bú bất kỳ lúc nào.

Bao gồm bình sữa thiết kế tự nhiên



Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên tương tự như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.

Các thông số

Xuất xứ Anh

Chất liệu

Máy hút sữa: Không chứa BPA* (chỉ các bộ phận tiếp xúc với sữa)

Bình sữa: Không chứa BPA*, Polypropylene

Núm vú: Không chứa BPA*, Silicon

Dụng cụ đi kèm

Thân dụng cụ hút sữa kèm tay cầm: 1 cái

Đệm matxa cỡ chuẩn: 1 cái (19,5mm, có thể mua riêng loại đệm có kích cỡ lớn)

Bình sữa thiết kế tự nhiên 120 ml: 1 cái

Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh: 1 cái

Nắp đậy khi di chuyển: 1 cái

Đĩa đệm kín để bảo quản sữa:

1 cái

Miếng lót thấm sữa: 1 gói (2 cái)

Thiết kế

Thiết kế máy hút sữa: Kiểu dáng nhỏ gọn

Thiết kế bình: Dáng bình thiết kế tiện dụng, Cổ rộng

Dễ sử dụng

Sử dụng máy hút sữa: Dễ làm sạch, Tương thích với mọi dòng sản phẩm, Tháo lắp nhanh chóng

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn: 0 - 6 tháng

Chức năng

Không cần nghiêng người về phía trước: Tư thế ngồi thoải mái

Đệm matxa mềm: Kích thích nhẹ nhàng



asimpleswitch.com

Biểu tượng xanh của Philips

Các Sản Phẩm Xanh của Philips có thể giảm chi phí, mức tiêu thụ năng lượng và khí thải CO₂. Bằng cách nào? Các sản phẩm này được cải thiện đáng kể về tiêu chí thân thiện với môi trường, bao gồm: Hiệu suất sử dụng năng lượng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượng, Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụng.



* Trải nghiệm thoải mái đã được chứng minh lâm sàng. Thử nghiệm được thực hiện trên 110 bà mẹ và nhận được nhiều sự ưa thích dành cho Philips Avent hơn so với sản phẩm cạnh tranh hàng đầu.
* Thoải mái hơn: 73% trong số 73 bà mẹ tại Anh cho con bú đồng ý rằng dụng cụ hút sữa này giúp họ thoải mái hơn so với sản phẩm đang sử dụng (nhãn hiệu thị trường chính).
* Khảo sát độc lập đã cho thấy rằng có thể có một sự liên kết giữa các mức độ căng thẳng và việc tạo sữa. Hãy xem www.philips.com/avent
* Dụng cụ hút sữa này không chứa BPA. Chỉ liên đới với bình sữa và các bộ phận khác tiếp xúc với sữa mẹ. Tuân theo quy định EU, 10/2011