

PHILIPS

Úľava od bolesti
vďaka IR žiareniu



HP3621



Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Philips InfraCare zaistuje efektívnu úľavu od bolesti pre svaly a kĺby. Jej 200 W infračervené teplo je veľmi príjemné a prenikne hlboko do pokožky, zlepši cirkuláciu krvi, čím zaistí efektívnu úľavu v zacielených oblastiach o veľkosti 20 x 30 cm.

Efektívna úľava od bolesti

- Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Extra koncentrovaná liečba

- 200 W infračervená halogénová lampa

Jednoduché používanie

- Nastaviteľný uhol

Hlavné prvky

Hlboko prenikajúce infračervené teplo

U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Prijemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, zvyšuje cirkuláciu a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky rozohrejú a uvoľnia. Súčasne zvýšená cirkulácia krvi pomáha vášmu telu, aby sa zbavilo nečistôt a rýchlo prepraví dobre okysličenú krv k preťaženým alebo bolestivým svalom, čím zaisťujú efektívnu úľavu od bolesti.

200 W infračervená halogénová lampa



Model Philips InfraCare HP 3621 je navrhnutý pre efektívnu úľavu od bolesti v oblastiach o veľkosti 20 x 30 cm, ako napríklad rameno,

lakeť, lýtko alebo krk. Zariadenie InfraCare obsahuje inovatívnu technológiu infračervenej halogénovej lampy. Špeciálna optika, filter a výkonná 200 W halogénová žiarivka sa optimalizovali, aby poskytli presne koncentrovanú liečbu a 3 x príjemnejšie teplo, pretože je rovnomernejšie rozdeľované do oblasti liečby.

Nastaviteľný uhol



Zariadenie sa dá jednoducho polohovať až o 40 stupňov smerom dozadu.

Technické údaje

Technické údaje

Príkon: 200 W

Napätie: 230 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Životnosť žiariviek: 500 hodina(y)

Dĺžka kábla: 2 m

Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)

Rozmery a hmotnosť

Rozmery produktu: 20 x 30,9 x 17,2 (ŠxVxH) cm

Hmotnosť produktu: 1,2 kg

Rozmery balenia: 28 x 38,6 x 24,5 (ŠxVxH) cm

Hmotnosť F boxu: 1,6 kg

Počet F boxov v A boxe: 3 ks

Rozmery A boxu: 29 x 40,4 x 74,5 (ŠxVxH) cm

Hmotnosť A boxu: 4,8 kg

Množstvo na europalette: 60 ks

Logistické údaje

Kód CTV: 884362101000

Krajina pôvodu: Nemecko

Bezpečnosť

V súlade s certifikátom IEC: v súlade s normou IEC 60601 a 60335

Jednoduché používanie

Možnosť nastavenia: 0–40 stupňov (späťne)

Rukoväť príjemná na dotyk: pre jednoduchú prepravu a umiestnenie

Prepínač zapnuté/vypnuté

Lekársky prístroj

Overené zdravotné prínosy: v súlade s certifikátom normy o zdravotníckych zariadeniach

Efektívna úľava od bolesti

Hlboko prenikajúce teplo

Rovnomerné šírenie tepla: Teraz až o 3 x viac príjemného tepla

Koncentrovaná liečba

Oblasť ošetrovania: 20 x 30 cm

Infračervená halogénová žiarivka: 200 W

