

# PHILIPS

## AVENT

Kit thermomètre  
numérique

Écoute-bébés

SCH540/00



## Doux et précis

Un thermomètre numérique en forme de sucette.

Vous pouvez prendre la température de votre bébé sans le perturber. Le thermomètre SCH540/00 en forme de sucette a la même collerette et la même téterelle que la sucette aérée Philips AVENT, pour une transition facile entre la sucette et la prise de température.

### En douceur pour votre enfant

- Plusieurs méthodes de mesure de la température pour choisir celle qui convient le mieux à votre bébé
- Thermomètre numérique avec embout souple et flexible
- Thermomètre-sucette spécialement conçu

### Lecture numérique de la température rapide et sûre

- Affichage clair de la température et indicateurs d'état des piles
- Témoin de charge faible

### Grand confort pour vous et votre bébé

- Comprend une sucette Aérée Philips AVENT

# Caractéristiques

## Pays d'origine

Fabriqué en Chine: Thermomètre, Oui

Fabriqué en Angleterre: Sucettes, Oui

## Puissance

Type de batterie: LR41

Nombre de piles: 1 par thermomètre

Autonomie sur pile: > 100 heure(s)

## Accessoires

Mode d'emploi

## Praticité

Convient aux nouveau-nés

Pointe flexible

Affichage clair de la température

Arrêt automatique

Indicateur d'état des piles

## Spécificités techniques

Température de fonctionnement: 32-42,9 °C

Précision: 35-42 +/- 0,1 °C

Temps de mesure: 10 s ±3 s dans l'eau (bain),  
25 s ±10 s par voies orale et rectale, 60 s ±10 s  
sous le bras

## Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois, 6-12 mois

