

PHILIPS

AVENT

Digitale
babythermometerset

SCH540/00



Zacht en nauwkeurig

Een digitale thermometer en fopspeenthermometer in één

De temperatuur van je baby meten zonder traantjes. Deze thermometer SCH540/00 lijkt sprekend op de Avent Freeflow-fopspeen, en maakt de temperatuurmeting zo een stuk gemakkelijker.

Prettig voor je kindje

- Kies zelf de geschiktste methode om de temperatuur van je baby op te nemen
- Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde
- Speciaal ontworpen fopspeenthermometer

Snelle en betrouwbare digitale temperatuurweergave

- Duidelijk weergavevenster en batterijlampje
- Batterij bijna leeg-indicator

Prettig voor jou en je baby

- Inclusief Avent Freeflow-fopspeen

Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in China: Thermometers, Ja
Geproduceerd in Engeland: Spenen, Ja

Vermogen

Batterijtype: LR41
Aantal batterijen: 1 per thermometer
Gebruikstijd van accu: > 100 uur

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Comfort

Geschikt voor pasgeborenen
Flexibel uiteinde
Duidelijk resultaatvenster
Automatische uitschakeling
Statuslampje voor batterij

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 32 - 42,9 °C
Nauwkeurigheid: 35 - 42 +/- 0,1 °C
Metingstijd: 10 sec. ±3 sec. in water (bad), 25 sec. ±10 sec. oraal of rectaal, 60 sec. ±10 sec. oksel

Ontwikkelingsfasen

Fases: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

