

PHILIPS

AVENT

Set termometro
digitale per bambino

SCH540/00



Delicato e preciso

Termometro digitale e succhietto-termometro per bambini

Ti aiuta a misurare la temperatura del bimbo senza problemi. Il succhietto-termometro SCH540/00 ha la stessa protezione e la stessa tettarella del succhietto Airflow Avent, per misurare la temperatura in modo più agevole.

Comfort per il tuo bimbo

- Possibilità di adattare la misurazione della temperatura per il massimo comfort del bimbo
- Termometro digitale con punta morbida e flessibile
- Succhietto-termometro dal design speciale

Rilevamento della temperatura rapido e affidabile

- Display della temperatura di facile lettura e simboli relativi allo stato della batteria
- Indicatore di batteria scarica

Comodo per il genitore e per il bambino

- Comprende un succhietto Airflow Avent

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in Cina: Termometri, Sì

Fabbricato in Inghilterra: Succhietti, Sì

Assorbimento

Tipo di batteria: LR41

Numero di batterie: 1 per il termometro

Tempo di durata della batteria: > 100 ore

Accessori

Manuale di istruzioni

Funzioni utili

Adatto ai neonati

Punta flessibile

Display della temperatura di facile lettura

Spegnimento automatico

Indicatore dello stato della batteria

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di funzionamento:
32-42,9 °C

Precisione: 35-42 +/- 0,1 °C

Tempo di misurazione: 10 sec ±3 sec in acqua
(bagno), 25 sec ±10 sec (misurazione orale e
rettale), 60 sec ±10 sec (sotto l'ascella)

Fasi di crescita

Fasi: Da 0 a 6 mesi, Da 6 a 12 mesi

