

# PHILIPS

## AVENT

Súprava digitálnych  
teplomerov

SCH540/02



## Jemné a presné

Kombinácia digitálneho a cumlíkového teplomera.

Pomôže vám odmerať teplotu dieťaťa bez toho, aby ste ho rozrušili. Cumlíkový teplomer používa rovnakú ochranu a náustok ako cumlík AVENT Freeflow, aby umožnil jednoduchú zmenu z cumlíka na meranie teploty.

### **Pohodlie pre vaše dieťa**

- Voľba prispôsobenia metódy merania podľa potreby dieťaťa
- Dig. teplomer s mäkkou ohybnou špičkou
- Špeciálne navrhnutý cumlíkový teplomer

### **Rýchle a spoľahlivé digitálne hodnoty teploty**

- Jasné meracie displeje a indikátory stavu batérie
- Indikátor slabej batérie

### **Pohodlný pre vás i vaše dieťa**

- Obsahuje cumlík AVENT Freeflow

# Technické údaje

## Príkon

Prevádzkový čas batérie: >100 hodina(y)

Počet batérií: 1 na teplomer

Typ batérie: LR41

## Príslušenstvo

Návod na použitie

## Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah teploty: 32-42,9 °C

Presnosť: 35-42 +/- 0,1 °C

Čas merania: 10 s ± 3 s vo vode (kúpeľ), 25 s ±10 s orálne a rektálne, 60 s ± 10 s pod pazuchou

## Vybavenie a vlastnosti

Vhodné pre novorodencov

Pružná špička

Jasný merací displej

Automatické vypnutie

Indikátor stavu batérie

## Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne: Teplomery, Áno

Vyrobené v Anglicku: Cumlíky, Áno

## Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov, 6 – 12 mesiacov

