

PHILIPS

AVENT

Conjunto de
termómetro digital

Monitores para
Bebés

SCH540/00



Delicado e preciso

Elimine o stress da medição da temperatura do bebé

O Conjunto de termómetro digital Philips AVENT disponibiliza-lhe várias opções para medir a temperatura do seu bebé e garante uma medição delicada e exacta em segundos.

Conforto para o seu bebé

- Opção para adaptar o método de medição da temperatura que melhor se adapta ao seu bebé
- Termómetro digital com ponta macia e flexível
- Termómetro chupeta especificamente concebido

Leituras de temperatura digitais rápidas e fiáveis

- Visores de medição nítidos e indicadores de estado das pilhas
- Indicador de bateria fraca

Comodidade para si e para o seu bebé

- Inclui chupeta AVENT Freeflow

Especificações

País de origem

Fabric. na China: Termómetros, SIM

Fabrica em Inglaterra: Chupetas, SIM

Alimentação

Tipo de pilhas: LR41

Número de pilhas: 1 por termómetro

Tempo de funcionamento a pilhas:

>100 hora(s)

Acessórios

Manual do utilizador

Comodidade

Adequado para recém-nascidos

Ponta flexível

Visor de medição nítido

Desactivação automática

Indicador de estado da pilha

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:
32-42,9 °C

Precisão: 35-42 +/- 0,1 °C

Tempo de medição: 10 seg. ±3 seg. na água
(banho), 25 seg. ±10 seg. oral e rectal, 60 seg.
±10 seg. na axila

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 - 6 meses, 6 - 12 meses

