

PHILIPS

AVENT

Digitális hőmérő
szett

SCH540/00



Nem zaklatja fel a babát és pontos

A digitális és a hőmérős cumi egyesítése.

Segítségével megmérheti a gyermek testhőmérsékletét anélkül, hogy kellemetlenséget okozna neki. Egyszerűen hőmérős cumivá alakítható. Ugyanazt a cumilapot és cumit használja, mint az AVENT légáteresztő játszócumi.

Kényelem a gyermekének

- A babának legmegfelelőbb mérési módszert választhatja ki
- Puha, rugalmas végű digitális hőmérő
- Speciális kialakítású cumis hőmérő

Gyors és megbízható digitális testhőmérséklet mérés

- A mérési eredmény és az akkumulátor töltöttségi szintjének tisztán látható kijelzése
- Akkumulátor lemerülését jelző fény

Kényelem Önnek és gyermekének

- Tartalmazza az AVENT légáteresztő játszócumit

Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Kína: Hőmérők, Van
Gyártó ország: Anglia: Cumik, Van

Tápkapcsoló

Elem típusa: LR41
Elemek száma: hőmérőnként 1
Üzemidő akkuval: > 100 óra

Tartozékok

Felhasználói kézikönyv: Van

Kényelem

Újszülöttek számára: Van
Rugalmas csúcs: Van
A mérési eredmény tisztán látható kijelzése:
Van
Automatikus kikapcsolás: Van
Akkumulátor töltöttségjelző: Van

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklettartomány: 32-42,9 °C
Pontosság: 35-42 +/- 0,1 °C
Mérési idő: 10 mp ±3 mp vízben (fürdővíz), 25
mp ±10 mp szájon át és végbélnyílásban, 60
mp ±10 mp hónaljban

