

PHILIPS

AVENT

Nipplette

Üksik



SCF152/01



Lihtne lahendus sissetõmbunud nibude jaoks

Tõhus ja lihtne kasutada

Lamedad või sissetõmbunud nibud võivad olla probleemiks rinnaga toita soovivatele naistele. Nipplette tõmbab nibu kergelt imedes väikesesse plastist sõrmkübarasarnasesse „tassi”.

Lihtne lahendus sissetõmbunud nibude korral

- Kliiniliselt tõestatud
- Mittekirurgiline – imeb õrnalt
- Lihtne ja tähelepandamatu

Millal kasutada Nipplette'i?

- Kasutage sissetõmbunud või lamedate nibude puhul

Esiletõstetud tooted

Mittekirurgiline – imeb õrnalt

Nädalate kaupa pideval kandmisel jääb nibu püstiseks. Ideaalne kasutamiseks enne rasedumist. Siiski võite seda kasutada ka raseduse esimesel kuuel kuul, et saavutada püsiv korrigeerimine. Kui nibud pole kaasasündinult sissevajunud, vaid see on

juhtunud hiljuti, peaksite kohe pöörduma arsti poole. Kasutamine pole soovitatav raseduse viimasel kolmel kuul.

Kliiniliselt tõestatud

The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples DD McGeorge FRCS (Plast). British Journal of Plastic Surgery, December 1993.

Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Inglismaa

Mis on kaasas

Ühekordse kasutusega rinnapadi: 2 tk

Niplette: 1 tk

Arenguetapid

Etapid: 0–6 kuud, Rasedus

Disain

Diskreetne disain

Kergesti kasutatav

Riiete all vaevumärgatav: Vaakumi vabastamiseks suruge süstalt

Kerge puhastada

Puhastage sooja seebiveega

Funktsioonid

Korrigeerib sissetõmbunud nibusid: Kasutage õmu imemisliigutusi

Materjal

Rinnapadjad: Dermatoloogiliselt testitud, Looduslikud materjalid

Siidpehme tunne

Siidpehme pealiskihit: Hingav looduslik materjal

