

PHILIPS

AVENT

Tire-lait électrique
double Confort

Confort

Format boni



SCF334/04



Plus de confort, plus de lait

Tire-lait avec coussin massEUR doux

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, l'extraction de votre lait se fait plus facilement. C'est pourquoi nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler le débit de lait en douceur.

Asseyez-vous confortablement, sans vous pencher vers l'avant

- Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique

Davantage de lait en moins de temps

- C'est l'accessoire idéal pour faire gagner du temps aux mamans

Choisissez votre position la plus confortable

- Comprend 1 mode de stimulation en douceur et 3 réglages d'extraction

Favorise l'extraction et stimule le débit en douceur

- Coussin massEUR doux chaud au toucher

Autres avantages

- Comprend notre tétine et notre biberon Naturels pour une tétée naturelle.
- Conception légère et compacte qui comprend un sac de voyage pratique
- Assemblage intuitif. Assortiment visuel des pièces facile.
- Nettoyage facilité par le petit nombre de pièces
- En prime : Coussinets d'allaitement : 20 de jour, 20 de nuit, étui de voyage, pince à soutien-gorge



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Position plus confortable



Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule naturellement le débit de lait.

Plusieurs réglages simples au choix



Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre automatiquement en mode de stimulation de votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à choisir le réglage d'extraction qui vous convient le mieux parmi les 3 au choix.

Coussin masseur doux



Notre coussin masseur doux offre une nouvelle texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une

stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur a été conçu pour imiter l'effet de succion du bébé pour aider à vous détendre.

Nettoyage facile

Le nettoyage est facilité par le petit nombre de pièces amovibles. Votre lait n'entrera jamais en contact avec le tube ni avec la base. Toutes les pièces sont résistantes au lave-vaisselle, sauf les pièces électriques.

Permet aux mamans de gagner du temps

Il est avéré que l'extraction simultanée sur les deux seins est plus efficace et peut augmenter votre lactation.*

Assemblage intuitif



Les pièces sont assorties visuellement pour rendre leur assemblage intuitif.

Conception compacte



Grâce à sa conception compacte, le tire-lait est facile à tenir et à placer sur votre sein. La petite base légère peut être placée tout près de vous afin que vous gardiez un contrôle total lors de l'extraction. Pour encore plus de facilité de transport et de rangement, le tube s'enroule tout simplement autour de la base. Le tire-lait est vendu avec un sac de voyage pratique.

Produits inclus

Sont inclus 20 coussinets d'allaitement de jour, 20 coussinets d'allaitement de nuit, 1 étui de voyage et 1 pince à soutien-gorge.

Comprend notre tétine Naturelle



La tétine large en forme de sein permet des tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre l'allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO₂ puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Tire-lait: Polypropylène, Sans BPA*

Biberon: Polypropylène, Sans BPA*

Tétine: Silicone, Sans BPA*

Inclus

Pompe du tire-lait: 2 pcs

Base avec tube: 1 pcs

Coussin de taille standard: 2 pcs

Biberon Naturel 125 ml (4 oz): 2 pcs

Tétine très souple à débit nouveau-né: 2 pcs

Couvercle de transport: 2 pcs

Disque d'étanchéité pour le stockage du lait:
2 pcs

Ensembles d'échantillons de coussinets
d'allaitement: 2 (2 coussinets de jour &

2 coussinets de nuit) pcs

Diaphragme de recharge: 2 pcs

Sac de voyage: 1 pcs

Coussinets d'allaitement de jour inclus:
20 pcs

Coussinets d'allaitement de nuit inclus:
20 pcs

Étui de voyage inclus: 1 pcs

Pince à soutien-gorge incluse: 1 pcs

Tire-lait

Matériau: Sans BPA*

Format

Conception du tire-lait: Conception compacte

Conception du biberon: Forme ergonomique,
Col large

Facilité d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Assemblage intuitif,
Nettoyage facile, Gamme entièrement
compatible

Phase du développement

Phases: 0 à 6 mois

Fonctions

Pas besoin de vous pencher vers l'avant:

Asseyez-vous confortablement

Réglages: 3 réglages d'extraction, 1 mode de
stimulation

Davantage de lait en moins de temps: Permet
de gagner du temps

Coussin masseur doux: Stimulation en douceur

