

PHILIPS

AVENT

Scaldabiberon termico

Riscalda il latte anche fuori casa

Riscalda rapidamente

Coperchio protettivo

Riscalda anche la pappa

SCF256



Riscalda ovunque e in qualunque momento

Quando sei fuori casa e vuoi allattare il tuo bambino, questo scaldabiberon ti consente di riscaldare il latte ovunque. L'acqua bollita all'interno del contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e potrai riscaldare il biberon in 2,5 minuti.

Riscalda il latte anche fuori casa

- Scaldabiberon termico per latte caldo anche quando sei fuori casa

Pronto in soli 2,5 minuti

- Riscalda i biberon in soli 2,5 minuti

Facile e sicura da usare

- Facile sistema di apertura/chiusura
- Coperchio protettivo
- Semplicità d'uso
- Guida al riscaldamento
- Riscalda più pappe
- Compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent



In evidenza

Scaldabiberon termico

Questo scaldabiberon è ideale per l'uso fuori casa e non è necessaria l'energia elettrica. L'acqua bollita nel contenitore termico mantiene la temperatura fino a 6 ore e può essere utilizzata per riscaldare più biberon.

Riscalda in soli 2,5 minuti



Lo scaldabiberon può riscaldare fino a 180 ml di latte in soli 2,5 minuti*.

Facile sistema di apertura/chiusura



Il pratico coperchio è stato progettato per evitare le perdite quando sei fuori casa. Specifica chiaramente le posizioni di apertura e chiusura ed è facile da pulire.

Coperchio protettivo



Il coperchio protettivo mantiene il biberon all'interno, garantendo un riscaldamento rapido e sicuro.

Semplicità d'uso

Non devi far altro che riempire il recipiente con l'acqua bollente travasandola dal contenitore termico, inserire il biberon e chiudere con il coperchio protettivo per un riscaldamento sicuro, facile e veloce.

Guida al riscaldamento



Sul recipiente è presente una guida al riscaldamento che indica, per ciascuna dimensione di biberon Philips Avent, il tempo richiesto per il riscaldamento, a seconda della temperatura del latte.

Riscalda più pappe



Riscalda più biberon con l'acqua calda contenuta in una borraccia termica pre-riempita (500 ml).

Completamente compatibile



Classic+

Natural

Lo scaldabiberon è completamente compatibile con biberon e contenitori per la pappa Philips Avent*. Ideale per riscaldare biberon e pappe con praticità.

Specifiche

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 200xø104,36 mm
Dimensioni della confezione per la vendita al dettaglio: 105*105*207 mm

Paese di origine

Prodotto in: Cina

Contenuto della confezione

Scaldabiberon: 1 pz.

Materiale del prodotto

Materiale del prodotto: acciaio inox (borraccia), PP (bicchiere e coperchio protettivo), PP/ABS (coperchio protettivo)



asimpleswitch.com

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i costi, il consumo di energia e le emissioni di CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti significativi per l'ambiente per quanto riguarda: efficienza energetica, packaging, sostanze pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento, durata e affidabilità.

* Per biberon da 180 ml con una temperatura di 20 °C
* I sacchetti per il latte materno e i biberon da 60 ml Philips Avent non possono essere utilizzati con questo scaldabiberon.