

PHILIPS

AVENT

Set med digital
termometer för barn

SCH540/00



Skonsam och noggrann

Kombinerad digital napptermometer

Hjälper dig att ta tempen på ditt barn utan en massa tårar. Napptermometern SCH540/00 är utrustad med samma ring och napp som Avent Freeflow-nappen och går därför smidigt över från napp till termometer.

Komfort för ditt barn

- Val att anpassa temperaturmätningssmetoden så att den passar spädbarnet
- Digital termometer med mjuk, flexibel spets
- Speciellt utformad napptermometer

Snabb och tillförlitlig digital temperaturavläsning

- Tydligt teckenfönster och indikator för batteristatus
- Indikator för låg batterinivå

Bekvämt för dig och ditt barn

- Avent Freeflow-napp medföljer

Specifikationer

Ursprungsland

Tillverkad i Kina: Termometrar, Ja

Tillverkad i England: Nappar, Ja

Effekt

Batterityp: LR41

Antal batterier: 1 per termometer

Drifttid för batteri: >100 timmar

Tillbehör

Användarhandbok

Bekvämlighet

Lämplig för nyfödda

Flexibel spets

Tydligt teckenfönster

Automatisk avstängning

Indikator för batteristatus

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 32–42,9 °C

Exakthet: 35–42 +/- 0,1 °C

Mättid: 10 sek ± 3 sek i vatten (bad), 25 sek ± 10 sek oralt och rektalt, 60 sek ± 10 sek under arm

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader, 6 – 12 månader

