

PHILIPS

AVENT

Digitalt
termometersett

SCH540/00



Skånsom og nøyaktig

Kombinerer et digitalt termometer og narresmokktermometer

Hjelper deg å måle om babyen har feber, uten å forstyrre barnet. Narresmokktermometeret bruker samme beskyttelse og smokk som AVENT Freeflow-narresmokken for enkel overgang fra narresmokk til temperaturmåler.

Komfort for barnet

- Velg å tilpasse en temperaturmålingsmetode som passer til babyen.
- Digitalt termometer med myk, fleksibel tupp
- Spesialdesignet smokktermometer

Rask og pålitelige digitale temperaturmålinger

- Tydelige måleskjermer og batteristatusindikatorer
- Indikator for lavt batterinivå

Praktisk for deg og babyen

- Inkluderer AVENT Freeflow-smokk

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i Kina: Termometere, Ja

Produsert i England: Narresmokker, Ja

Kraft

Batteritype: LR41

Antall batterier: 1 per termometer

Driftstid på batteri: >100 time(r)

Tilbehør

Brugerhåndbok

Anvendelighet

Passer til nyfødte

Fleksibel tupp

Tydelig måleskjerm

Automatisk avslåing

Batteristatusindikator

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 32–42,9 °C

Nøyaktighet: 35–42 +/- 0,1 °C

Måletid: 10 sek ± 3 sek i vann (bad), 25 sek ±

10 sek oralt og rektalt, 60 sek ± 10 sek under

armen

