

# PHILIPS

## AVENT

Set de termometre  
digitale

SCH540/02



## Delicate și precise

Termometru digital și termometru tip suzetă.

Vă ajută să măsurați temperatura copilului fără a-l deranja. Termometrul tip suzetă utilizează același disc de protecție și aceeași tetină ca suzeta AVENT Freeflow, facilitând trecerea de la suzetă la măsurarea temperaturii.

### Confort pentru copilul dumneavoastră

- Adaptarea metodei de măsurare a temperaturii pentru copil
- Termometru digital moale, vârf flexibil
- Termometru de liniștire special

### Citirea digitală rapidă și sigură a temperaturii

- Afișaj clar al măsurării și indicator de stare al bateriei
- Indicator pentru baterie descărcată

### Comod pentru dumneavoastră și copil

- Include suzeta AVENT Freeflow

# Specificații

## Alimentare

Durată de funcționare cu baterii: > 100 ore

Număr de baterii: 1 per termometru

Tip baterie: LR41

## Accesorii

Manual de utilizare

## Specificații tehnice

Interval temperatură de funcționare: 32-42,9 °C

Precizie: 35-42 +/- 0,1 °C

Durată măsurare: 10 s ±3 s în apă (baie), 25 s

±10 s oral și rectal, 60 s ±10 s axilar

## Confort

Adecvat pentru nou-născuți

Vârf flexibil

Afișaj clar al măsurării

Oprire automată

Indicator de stare a bateriei

## Țara de origine

Fabricat în China: Termometre, Da

Fabricat în Anglia: Suzete, Da

## Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni, 6 - 12 luni

