

PHILIPS

AVENT

Súprava digitálnych
teplomerov

SCH540/00



Jemné a presné

Kombinácia digitálneho a cumlíkového teplomera.

Pomôže vám odmerať teplotu dieťaťa bez toho, aby ste ho rozrušili. Cumlíkový teplomer používa rovnakú ochranu a náustok ako cumlík AVENT Freeflow, aby umožnil jednoduchú zmenu z cumlíka na meranie teploty.

Pohodlie pre vaše dieťa

- Voľba prispôsobenia metódy merania podľa potreby dieťaťa
- Dig. teplomer s mäkkou ohybnou špičkou
- Špeciálne navrhnutý cumlíkový teplomer

Rýchle a spoľahlivé digitálne hodnoty teploty

- Jasné meracie displeje a indikátory stavu batérie
- Indikátor slabej batérie

Pohodný pre vás i vaše dieťa

- Obsahuje cumlík AVENT Freeflow

Technické údaje

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne: Teplomery, Áno
Vyrobené v Anglicku: Cumlíky, Áno

Príkon

Typ batérie: LR41
Počet batérií: 1 na teplomer
Prevádzkový čas batérie: >100 hodina(y)

Príslušenstvo

Návod na použitie

Vybavenie a vlastnosti

Vhodné pre novorodencov
Pružná špička
Jasný merací displej
Automatické vypnutie
Indikátor stavu batérie

Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah teploty: 32-42,9 °C
Presnosť: 35-42 +/- 0,1 °C
Čas merania: 10 s ± 3 s vo vode (kúpeľ), 25 s ±10 s orálne a rektálne, 60 s ± 10 s pod pazuchou

