

PHILIPS

InfraCare- infraroodlamp

650 W

Behandeling van het halve
lichaam

124 cm hoog



HP3643



Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Philips InfraCare verzacht pijn in de spieren en gewrichten. De infraroodlamp van 650Watt voelt zeer comfortabel aan en de infraroodwarmte dringt diep door in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit biedt verzachting voor gebieden ter grootte van uw halve lichaam: 60 x 40 cm.

Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

Behandeling voor het halve lichaam

- Infrarood halogeenlamp (650 watt)

Gebruiksvriendelijk

- Instelbare hoek met rotatie
- Eenvoudig bereik van nek en schouders

Stimuleert de circulatie

- Stimuleert de circulatie



asimpleswitch.com

Kenmerken

Infrarood halogeenlamp (650 watt)



De Philips InfraCare HP 3643 is geoptimaliseerd voor een effectieve verlichting van pijn in gebieden van 60 x 40 cm, zoals de gehele rug, beide schouders en de nek, of de dijen. De InfraCare is voorzien van innovatieve technologie op het gebied van infrarood halogeenlicht. De speciale lenzen, het speciale filter en de krachtige halogeenlamp van 650 watt zijn geoptimaliseerd voor de behandeling van het halve lichaam (60 x 40 cm), waarbij de infraroodwarmte gelijkmatig over het te behandelen gebied wordt verspreid.

Instelbare hoek met rotatie



De InfraCare HP 3643 is eenvoudig te gebruiken voor behandelingen van het halve lichaam en in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer u op een bed of bank ligt), dankzij de maximale flexibiliteit. De hoogte is instelbaar. Daarnaast is het ook mogelijk de lampbehuizing eenvoudig

horizontaal en verticaal te verstellen (links/rechts 90 graden) en te kantelen (45 graden) om het pijnlijke lichaamsdeel optimaal te behandelen.

Eenvoudig bereik van nek en schouders



De InfraCare HP3643 komt gemakkelijk bij uw nek en schouders voor een optimale warmtebehandeling voor pijnlijke spieren. De hoogte van de lampbehuizing kan worden aangepast van 60 cm tot 120 cm, waardoor er altijd een comfortabele positie mogelijk is, of u nu op een bed ligt of in een stoel zit.

Stimuleert de circulatie

Infraroodlicht en -warmte dringt diep in de huid, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd en de spieren opwarmen. Infraroodlicht versnelt ook het stofwisselingsproces en de verwijdering van afvalstoffen uit het lichaam.

Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

Behandeling voor het halve lichaam

Behandelingsgebied: 60 x 40 cm

Infrarood halogeenlamp: 650 W

Gebruiksvriendelijk

Aan/uitschakelaar

Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)

2 handgrepen: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

In de hoogte uitschuifbaar: 62-127 cm

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing

(links/rechts): 90

Eenvoudig verstelbare lampbehuizing

(omhoog/omlaag): 45

Technische specificaties

Vermogen: 650 W

Frequentie: 50-60 Hz

Levensduur van lampen: 500 uur

Snoerlengte: 300 cm

Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Voltage: 220 - 230 V, Taiwan 110 V

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 29 x 124 x 29 cm

Gewicht van het product: 7,2 kg

Afmetingen F-doos: 34,5 x 60 x 39 cm

Gewicht F-doos: 9,1 kg

Afmetingen F-box (= A-box): 34,5 x 60 x

39 cm

Gewicht F-box (= A-box): 9,1 kg

Aant. op Europallet: 24 stk

Logistieke gegevens

CTV-code: 884364301000

Land van herkomst: Duitsland

Veiligheid

IEC-gecertificeerd: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Automatische uitschakeling na 15 minuten

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):

2007/47/EG, MDD 93/42/EG

