

# PHILIPS

## AVENT

Digitale  
babythermometerset

SCH540/00



## Zacht en nauwkeurig

### Een digitale thermometer en fopspeenthermometer in één

De temperatuur van je baby meten zonder traantjes. Deze thermometer SCH540/00 lijkt sprekend op de Avent Freeflow-fopspeen, en maakt de temperatuurmeting zo een stuk gemakkelijker.

#### **Prettig voor je kindje**

- Kies zelf de geschiktste methode om de temperatuur van je baby op te nemen
- Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde
- Speciaal ontworpen fopspeenthermometer

#### **Snelle en betrouwbare digitale temperatuurweergave**

- Duidelijk weergavevenster en batterijlampje
- Batterij bijna leeg-indicator

#### **Prettig voor jou en je baby**

- Inclusief Avent Freeflow-fopspeen

# Specificaties

## Land van herkomst

Geproduceerd in China: Thermometers, Ja  
Geproduceerd in Engeland: Spenen, Ja

## Vermogen

Batterijtype: LR41  
Aantal batterijen: 1 per thermometer  
Gebruikstijd van accu: > 100 uur

## Accessoires

Gebruiksaanwijzing

## Comfort

Geschikt voor pasgeborenen  
Flexibel uiteinde  
Duidelijk resultaatvenster  
Automatische uitschakeling  
Statuslampje voor batterij

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 32 - 42,9 °C  
Nauwkeurigheid: 35 - 42 +/- 0,1 °C  
Metingstijd: 10 sec. ±3 sec. in water (bad), 25 sec. ±10 sec. oraal of rectaal, 60 sec. ±10 sec. oksel

## Ontwikkelingsfasen

Fases: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

