

# PHILIPS

## AVENT

Extractor electrónico  
individual

SCF302/01



## Diseñado para más comodidad

### Extractor de leche inspirado en la naturaleza

El exclusivo extractor manual SCF302/01 de Philips AVENT sin BPA asegura más eficacia y está comprobado clínicamente que extrae más leche que los extractores eléctricos dobles de los hospitales\*.

#### **Ventajas y características:**

- Registra e imita su ritmo de extracción personal

#### **Estímulo y extracción**

- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé
- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

#### **La ayudamos a prolongar el periodo de lactancia**

- Más leche. Más natural.

#### **Tres formas de uso**

- Funciona con electricidad, con baterías y de forma manual

## Destacados

### Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

### Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras de los extractores Philips AVENT se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.

### Registra e imita su ritmo de extracción personal



La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

### Más leche. Más natural.



Con el método de extracción, puede alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente.

### Con electricidad, con baterías y manual



Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con baterías y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

## Especificaciones

### Potencia

Voltaje: 100 - 240 V

### País de origen

Inglaterra

### Contenido

Extractor de leche electrónico: 1 pieza

Soporte para el biberón / tapa para el embudo: 1 piezas

Baterías: 1 piezas

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

Repuestos: 1 piezas

Recipientes para leche materna (125 ml): 1 piezas

Tetina extrablanda con flujo para recién nacidos: 1 piezas

Paquete de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 piezas

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

