



Zacht en nauwkeurig

Alle voordelen van een digitale thermometer en een fopspeenthermometer in één.

Prettig voor je kindje

- Kies zelf de geschiktste methode om de temperatuur van je baby op te nemen
- Digitale thermometer met zacht en flexibel uiteinde
- Speciaal ontworpen fopspeenthermometer

Snelle en betrouwbare digitale temperatuurweergave

- Duidelijk weergavevenster en batterijlampje
- Batterij bijna leeg-indicator

Prettig voor jou en je baby

- Inclusief AVENT Freeflow-fopspeen

Specificaties

Land van herkomst

- Gemaakt in China: Thermometers, Ja
- Geproduceerd in Engeland: Spenen, Ja

Technische specificaties

- Metingstijd: 10 sec. ± 3 sec. in water (bad), 25 sec. ± 10 sec. oraal of rectaal, 60 sec. ± 10 sec. oksel
- Nauwkeurigheid: 95 - 107,6 $\pm 0,2$ °F
- Bereik gebruikstemperatuur: 90 - 109,9 °F

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing

Gemak

- Geschikt voor zuigelingen
- Flexibel uiteinde
- Duidelijk resultaatvenster
- Automatische uitschakeling
- Statuslampje voor batterij

Vermogen

- Batterijtype: LR41
- Aantal batterijen: 1 per thermometer
- Gebruikstijd van accu: > 100 uur



Publicatiedatum
2019-07-30

Versie: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com