

PHILIPS

AVENT

Natural 單邊電動吸乳器

隨附一個 4 盎司/120 毫升奶瓶

4 種吸乳設定

SCF315/02



舒適且有效率的吸乳

以嬰兒的吸吮為靈感來源的主動式按摩

我們的吸乳器經特別設計，能帶給您最貼近自然舒適的感受，並具備快速有效的吸乳便利性

更舒適且有效率的吸乳

- 獨特設計讓您擁有舒適的吸乳姿勢
- 以嬰兒的吸吮為靈感來源的主動式按摩
- 節律波技術就像嬰兒吸吮一樣
- 柔軟按摩可溫和刺激泌乳
- 吸乳力道最佳化，給您恰到好處的吸力

更便利且有效率的吸乳

- 背光顯示讓您在夜間輕鬆吸乳，且無擾人噪音
- 清晰的數位顯示器。選擇模式、舒適程度等等
- 重量輕，內附便攜袋可輕鬆帶著走
- 長效馬達提供高品質與耐用性
- 自然含吮動作，並輕鬆配合哺乳動作
- 衛生安全的材質，不含 BPA。
- 記憶/暫停有助於儲存偏好設定，讓您可以休息一下

焦點

輕鬆的吸乳姿勢

吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從胸部流入奶瓶或容器。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著；無需向前傾，也能確保所有乳汁流入奶瓶中。吸乳時放輕鬆舒服地坐著，可幫助乳汁更好分泌。

自然的吸吮動作



嬰兒自然是最棒的吸乳器。他們含住媽媽的乳頭及乳暈，接著透過舌頭蠕動來刺激乳汁分泌。上述過程賦予我們靈感設計出能主動按摩乳頭和乳暈的新一代襯墊。結合主動按摩和模仿嬰兒自然吸吮的馬達吸力。

節律波技術



我們的節律波技術可產生和寶寶在胸前自然吸吮與吞嚥母乳一樣方式的吸乳循環，可快速且有效地分泌乳汁。快速低淺的刺激後接著慢速深層的波動，配合自然的吸吮速度，溫和有效地吸出更多乳汁。減少吸乳時間，讓吸乳體驗感覺更加自然舒適。

柔軟按摩襯墊

本吸乳器獨特的按摩襯墊採用柔軟絲絨質感，帶給肌膚溫暖的觸感，能夠舒適且溫和地刺激泌乳。吸乳器在吸乳時，仔細地模仿您寶寶的吸吮動作，能刺激您快速泌乳。柔軟按摩襯墊的設計目的在於提供舒適感，並照顧您的乳房部位。

吸乳力道最佳化

我們全新的單邊電動吸乳器專為提供正確的吸力而設計。有四種刺激模式可供選擇，以刺激更快的泌乳，而四種吸乳模式則可輕鬆舒適地快速吸出母乳。

記憶、計時與暫停/開始




我們全新的單邊電動吸乳器經過特別設計，使用起來非常直覺化。如果您需要在集乳期間休息，只要按下暫停按鈕；按下開始按鈕即可繼續使用。自動記憶功能也可簡單儲存偏好的設定，讓您隨時以最適合您的方式吸乳。記憶功能每次都會顯示上次使用的強度等級。您也可以視需要手動選擇。

安全衛生的吸乳方式



所有與母乳接觸的產品都是使用不含 BPA 的安全材質製成，完全不含任何可能有害的化學物質。本吸乳器也經過特殊設計，因此不會接觸到乳汁與管子。

長效馬達、雙電源




我們的吸乳器提供高品質的材料搭配長效馬達設計，能以持久的效能支援吸乳。雙電源採用 4 顆 AA 電池與電力供電，讓媽媽隨時隨地都能集乳。

背光顯示器、安靜馬達



背光顯示器讓您即使在夜間也能輕鬆吸乳，且不再有惱人或吵雜的噪音。我們全新的雙邊電動吸乳器經設計，能在所有設定值中保持安靜。無論選擇何種設定，低噪音的產品設計都能讓您隨時隨地隱密地集乳。

智慧型顯示器



我們知道您希望吸乳器有效且好用。這就是為什麼我們全新的電動吸乳器具備清晰、易讀且可瀏覽的數位顯示器，搭配直覺式花造型的 LED 指示燈。您可以輕鬆地從刺激模式切換到吸乳模式，並為您選擇最舒適的真空吸力設定。此外還具備計時器功能，讓您可以追蹤吸乳時間，以及電池電力不足的提示。

重量輕，方便隨身攜帶

我們全新的雙邊電動吸乳器是市面上最輕巧的電動吸乳器之一，方便隨身攜帶，隨時隨地使用。儘管便攜袋體積小巧，卻蘊藏許多附加功能，使它成為最輕巧卻高效的吸乳器之一。

Natural 奶瓶和奶嘴



自然含吮動作，並輕鬆配合哺乳動作

規格

設計

奶瓶設計: 人體工學外形, 寬口

吸乳器設計: 輕巧設計

發育階段

階段: 0 - 6 個月, 懷孕

使用簡單

吸乳器使用方式: 與奶瓶和杯子完全相容的系列產品

功能

節律波技術: 接近寶寶的自然吸吮模式, 能在更短的時間內得到更多乳汁

設定: 4 種吸乳設定與 4 種刺激設定

柔軟按摩襯墊: 溫和刺激

材質

奶瓶: 不含 BPA*, 聚丙烯

吸乳器: 聚丙烯, 不含 BPA*

奶嘴: 不含 BPA*, 矽膠

產品內容

奶水儲存杯的密封蓋: 1 件

標準尺寸的襯墊: 1 件

底座裝置含軟管: 1 件

吸乳器本體: 1 件

旅行用外蓋: 1 件

Natural 奶瓶 4 盎司: 1 個奶瓶

吸乳器蓋: 1 件

產地

中國: 是

吸乳器

材質: 不含 BPA*

