

PHILIPS

AVENT

Tire-lait électrique double

Natural

2 biberons 125 ml inclus



SCF334/02



Plus de confort, plus de lait

Tire-lait avec coussin massEUR

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler doucement votre débit de lait.

Asseyez-vous plus confortablement, sans vous pencher en avant

- Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Pour recueillir davantage de lait, plus rapidement

- Fait gagner du temps aux mamans

Choisissez le réglage le plus confortable

- Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Stimule en douceur la montée de lait et le débit

- Coussin massEUR souple et chaud

Autres avantages

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle
- Compact et léger, sac de voyage pratique compris
- Facile à assembler : visualisation facile de l'assemblage des pièces
- Nettoyage facile grâce au nombre restreint de pièces
- Utilisation facile d'une simple pression sur un bouton



asimpleswitch.com

Points forts

Position plus confortable



Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Choix de réglages simples



Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin massEUR souple



Notre coussin massEUR à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de

lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

Nettoyage facile

Le nettoyage est facile grâce au nombre restreint de pièces. Votre lait ne sera jamais en contact ni avec le flexible, ni avec la base. Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception des pièces électriques.

Utilisation facile

Un tire-lait électrique double est idéal pour les mamans qui tirent leur lait régulièrement. Gagnez du temps en tirant votre lait des deux seins simultanément.

Fait gagner du temps aux mamans

Il est reconnu qu'exprimer le lait simultanément avec les deux seins est plus efficace, et peut même stimuler votre production de lait.*

Facile à assembler



Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.

Design compact



Le tire-lait est compact, ce qui permet de le positionner et de le tenir facilement. La base moteur est petite et légère et peut être placée

à portée de main pour une maîtrise totale lors de l'utilisation. Pour un transport et un rangement encore plus pratique, le cordon d'alimentation s'enroule simplement autour de la base. Fourni avec un sac de voyage.

Tétine Natural incluse



La large tétine, imitant la forme du sein, permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Tire-lait: Polypropylène

Biberon: Polypropylène

Tétine: Silicone

Inclus

Corps du tire-lait: 2 Pièce(s)

Base, flexible compris: 1 Pièce(s)

Coussin de taille standard: 2 Pièce(s)

Biberon Natural 125 ml: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

2 Pièce(s)

Couvercle de voyage: 2 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 2 Pièce(s)

Packs d'échantillons de coussinets

d'allaitement: 2 (2 coussinets de jour et
2 coussinets de nuit) Pièce(s)

Diaphragme de rechange: 2 Pièce(s)

Housse de transport: 1 Pièce(s)

Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col
large

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à assembler,

Nettoyage facile, Gamme entièrement
compatible

Étapes de développement

Étapes: 0-6 mois

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous
confortablement

Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode
de stimulation

Pour recueillir davantage de lait, plus

rapidement: Gain de temps

Coussin masseur souple: Stimulation douce

