

PHILIPS

AVENT

Электронный молокоотсос
серии Ultra Comfort

Сцеживание в любое время, в
любом месте

Мягкие массажные лепестки в
комплекте

Бутылочка и соска серии Natural



SCF332/31



Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети, и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать.

Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше*

- Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время.

1 режим стимуляции и 3 режима сцеживания

- Выберите настройку, которая подходит именно вам

Деликатно стимулирует выделение и поддерживает поток молока

- Мягкая насадка с массажными лепестками

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания
- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

Тихий молокоотсос — незаметное сцеживание в любое время

- Создан для бесшумного сцеживания

Особенности

Удобное положение



Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Удобный выбор режимов



При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать один из трех режимов сцеживания, сила которого будет наиболее комфортна для вас.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла, комфорта и способствует оттоку молока. Уникальная насадка с лепестками бережно стимулирует процесс лактации.

Молоко не протекает из трубок



Молоко не протекает из трубок.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Бутылочка серии Natural в комплекте



Клинические исследования показали, что благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, большинство детей легко сочетают кормление грудью и кормление из бутылочки.*

Тихий насос



Тихий мотор позволяет комфортно сцеживаться в любом месте.

Характеристики

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Этапы взросления

Возраст: 0–6 месяцев

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Настройки: 1 режим стимуляции, 3 варианта настроек

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Корпус молокоотсоса: 1 шт.

Основа вместе с трубкой: 1 шт.

Насадка стандартного размера (19,5 мм): 1 шт.

(насадка увеличенного размера продается отдельно)

Бутылочка серии Natural 125 мл: 1 шт.

Крышка для транспортировки: 1 шт.

Крышка для хранения молока:

1 шт.

Одноразовые вкладыши для бюстгалтера: 4 шт.

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да



* Клинически доказанный комфорт: в ходе исследования, проведенного среди 110 мам из США, Великобритании, Китая и России в марте 2016 года, участницы оценивали эффективность и комфорт продукции Philips Avent в среднем на 8,6 из 10.*РУ № РЗН 2013/813 от 20.05.2019, РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

* Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/Avent • Philips Avent – любимая марка российских мам. По результатам исследования "Baby Index - 2018" компании ООО «Илпос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления.

* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011. • Philips Avent – бренд №1 по рекомендациям педиатров. По результатам исследования «MEDI-Q-2018» компании ООО «Илпос Комкон» в категориях молокоотсосов и приспособлений для кормления.