

PHILIPS

AVENT

Enkel elektrisk brystpumpe

Pump når som helst, hvor som helst

Med myk massasjepute

Natural-flaske og -smokk



SCF332/31



Bedre komfort, mer melk*. Når som helst, hvor som helst

Enkel elektrisk brystpumpe med massasjepute

Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Bruk den stillegående pumpen når og hvor som helst, også med batterier. Den er enkel å sette sammen, tilpasse, bruke og rengjøre

Klinisk bevist at du ikke trenger å måtte bøye deg fremover*

- Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Én stimulerende modus og tre pumpeinnstillinger

- Velg en innstilling som er effektiv og komfortabel for deg

Stimulerer skånsomt utdrivningen og melkestrømmen

- Myk massasjepute med masserende blader

Enkel montering, pumping og rengjøring

- Lukket system, designet for hygienisk pumping
- Få separate deler og intuitiv design
- Inkluderer vår Natural-flaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak

Stillegående pumpe for diskret pumping, når som helst

- Designet for stillegående pumping

Høydepunkter

Avslappende stilling



Brystpumpen har et unikt design slik at melken strømmer direkte fra brystet og opp i flasken eller beholderen, selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger ikke å lene deg fremover for å være sikker på at all melken havner i flasken. Det å sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Enkle innstillinger å velge blant



Når modusen er aktivert, starter pumpen automatisk i skånsom stimulerende modus for å starte melkestrømmen. Velg deretter blant tre pumpeinnstillinger for å gjøre melkestrømmen komfortabel for deg.

Myk massasjepute



Vår massasjepute har en myk, fløyelsaktig struktur som føles varm mot huden for behagelig og skånsom stimulering av melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for å etterligne måten babyen dier på for å bidra til å stimulere brystet på en skånsom måte.

Ikke noe melkesøl i rørene



Ikke noe melkesøl i rørene.

Enkel montering, pumping og rengjøring



Få separate deler og intuitiv design. Pump melk til babyen din når som helst på en enkel måte.

Inkluderer Natural-flasken vår



Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Stillegående pumpe



Designet for diskret pumping.

Spesifikasjoner

Utforming

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals
Brystpumpedesign: Kompakt design

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Enkel i bruk

Bruke brystpumpen: Enkel rengjøring,
Fullstendig kompatibel serie, Lett å sette sammen

Funksjoner

Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en komfortabel stilling
Innstillinger: Én stimulerende modus, Tre pumpeinnstillinger
Myk massasjepute: Skånsom stimulering

Materiale

Flaske: BPA-fri*, Polypropylen
Smokk: BPA-fri*, Silikon
Brystpumpe: BPA-fri* (kun matkontaktdele)

Følgende er inkludert:

Brystpumpe: 1 deler
Baseenhet inkl. rør: 1 deler
Pute i standard størrelse (19,5 mm): 1 del (en

større pute er tilgjengelig og selges separat)

Natural-flaske 4 oz: 1 deler

Reisedeksel: 1 deler

Forsglingslokk for oppbevaring av melk: 1 deler

Engangs ammeinnlegg: 4 deler

Prøvepakker med ammeinnlegg: 1 pakke (2 stk.)

Opprinnelsesland

England



* Komfort som er klinisk bevis: I en test som ble utført på 110 mødre i USA, Storbritannia, Kina og Russland i mars 2016, ga mødre en gjennomsnittsscore på 8,6/10 for Philips Avents komfort.

* Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være en sammenheng mellom stressnivåer og melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT

* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011