

PHILIPS

AVENT

Extrator de leite elétrico individual Pétala

Pétala

Inclui mamadeira de 125 ml



SCF332/01



Mais conforto, mais leite

Extrator de leite com almofada massageadora

Quando você está confortável e relaxada, o leite flui com mais facilidade. Foi por isso que criamos o extrator de leite mais confortável: sente-se de modo confortável sem precisar inclinar-se para frente e deixe nossas pétalas massageadoras estimularem cuidadosamente o fluxo de leite.

Sente-se confortavelmente sem inclinar-se para frente

- Posição mais confortável para extrair o leite graças ao design exclusivo

Escolha a configuração mais confortável

- Possui um modo de estimulação delicado e 3 ajustes de bombeamento

Estimula cuidadosamente o fluxo de leite

- Almofadas massageadoras confortáveis que aquecem a pele

Fácil de combinar amamentação e a mamadeira

- Inclui bico e mamadeira Pétala para a sucção correta do bebê

Outros benefícios

- Design compacto leve
- Montagem intuitiva. Fácil combinação visual das peças
- Compatível com outros produtos de amamentação Philips Avent
- Fácil limpeza graças ao pequeno número de peças separadas
- Fácil operação com o toque de um botão



asimpleswitch.com

Destaques

Posição mais confortável



Com design exclusivo, o extrator de leite permite que o leite flua diretamente do seio para a mamadeira, até mesmo quando você estiver sentada em posição reta. Dessa forma, você poderá sentar-se de modo mais confortável durante a extração do leite: não é necessário inclinar-se para frente para alcançar o leite na mamadeira. Sentar-se de modo confortável e ficar relaxada durante a extração ajuda o leite a fluir com mais facilidade.

Configurações simples à sua escolha



Quando ligado, a bomba começa a funcionar automaticamente no modo de estimulação delicado para extrair o leite. Em seguida, escolha uma das 3 configurações de bombeamento para deixar o fluxo de leite mais confortável para você.

Almofadas confortáveis



Nossas almofadas possuem uma nova textura aveludada que aquece a pele e garante um estímulo mais suave e confortável do fluxo de leite. A almofada foi projetada para reproduzir cuidadosamente o movimento de sucção do bebê para estimular a descida do leite.

Inclui nosso bico Pétala



O bico largo em formato de seio estimula a pega correta do bebê, facilitando a amamentação alternada entre seio e mamadeira.

Design compacto



O extrator de leite possui um design compacto, facilitando segurar e posicionar o seio. A unidade de base pequena e leve pode ser colocada facilmente em alcance confortável para total controle ao extrair o leite. Para maior conveniência durante o transporte e o armazenamento, o tubo é enrolado ao redor da unidade da base. Fácil de usar em qualquer lugar com pilhas.

Fácil limpeza

A limpeza é fácil graças ao pequeno número de peças separadas. O leite nunca entra em contato com o tubo nem com a unidade da base. Todas as peças são seguras para lavagens, exceto as peças elétricas.

Fácil operação

Um extrator de leite elétrico individual é ideal para mães que extraem leite com frequência e valorizam uma extração sem esforço, com o toque de um botão.

Montagem intuitiva



Fácil combinação visual das peças para uma montagem intuitiva.

Linha totalmente compatível



Este extrator de leite pode ser usado em combinação com outros produtos de amamentação da linha Philips Avent, inclusive nossos recipientes para armazenamento de leite e mamadeiras Classic+. A Philips Avent também oferece uma linha de acessórios para cuidados com o seio, que ajudam você a amamentar por mais tempo, com mais conforto.



asimpleswitch.com

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign aprovado internacionalmente e com auditoria KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem reduzir custos, o consumo de energia e as emissões de CO2. Como? Eles oferecem melhorias ambientais significativas em uma ou mais áreas Philips Verde — Eficiência energética, Embalagens, Substâncias perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e Confiabilidade durante o período de vida útil. Obtenha mais informações sobre produtos verdes

Especificações

País de origem

Inglaterra

Material

Extrator de leite: Polipropileno, Livre de BPA

Mamadeira: Polipropileno, Livre de BPA

Bico: Silicone, Livre de BPA

O que está incluído

Corpo do extrator de leite: 1 pcs

Unidade da base, incluindo tubos: 1 pcs

Almofada em tamanho padrão: 1 pcs

Mamadeira Pétala de 125 ml: 1 pcs

Bico extramacio com fluxo para recém-nascido: 1 pcs

Disco de vedação para armazenamento de leite: 1 pcs

Pacotes de amostra de absorventes para seio: 2 (dois absorventes para o dia e dois absorventes para a noite) pcs

Diafragma sobressalente: 1 pcs

Extrator de leite

Material: Livre de BPA

Design

Design do extrator de leite: Design compacto

Design da mamadeira: Formato ergonômico, Gargalo largo

Fácil de usar

Uso do extrator de leite: Montagem intuitiva, Fácil limpeza, Linha totalmente compatível

Fases do desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses

Funções

Não é necessário inclinar-se para frente:

Sente-se em uma posição confortável

Definições: 3 opções de extração, 1 modo de estimulação

Almofadas confortáveis: Estimulo confortável

