

## Philips NL9206AD-4 Drachten



4213.354.3933.1



## **Keterangan umum**

Empeng ini memiliki dot silikon, pelindung mulut, dan pegangan yang simetris. Diberikan pada bayi untuk diisap. Tutup debu melindungi dot saat Anda menyimpannya.

## **Kontraindikasi**

Tidak ada kontraindikasi yang diketahui.

## **Peringatan**

**PERINGATAN!** Periksa dengan saksama setiap kali sebelum menggunakan. Tarik empeng ke semua arah. Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus. Hanya gunakan pegangan empeng khusus yang telah diuji menurut EN 12586. Jangan memasang pita atau tali lain pada empeng karena dapat menyebabkan anak tercekik.

Jangan menyimpan empeng di bawah sinar matahari langsung atau dekat sumber panas, atau meletakkan dalam desinfektan (larutan sterilisasi) lebih lama dari waktu yang disarankan, karena dapat menurunkan kualitas dot. Jauhkan pelindung dot yang dapat dilepas dari anak-anak untuk menghindari tersedak.

Apabila empeng tersangkut di mulut, **JANGAN PANIK**; empeng telah dirancang sedemikian rupa agar tidak dapat tertelan. Keluarkan dari mulut dengan hati-hati, selembut mungkin. Selalu gunakan produk ini di bawah pengawasan orang dewasa.

### **Perhatian**

Cucilah tangan hingga bersih dan pastikan permukaan sudah bersih sebelum menyentuh

komponen yang telah disterilkan. Empeng waktu malam – biarkan pegangan terkena cahaya sebelum digunakan. Bersihkan empeng setiap kali akan digunakan dengan mencucinya menggunakan air hangat.

**JANGAN** menggunakan bahan pembersih yang abrasif atau zat/ bahan kimia yang agresif untuk empeng. Kombinasi deterjen yang berlebihan dapat menyebabkan komponen plastiknya pecah-pecah. Jika hal ini terjadi, segera ganti empeng.

**JANGAN** mensterilkan wadahnya.

### **Efek samping**

Tidak ada efek samping yang diketahui.

### **Menggunakan produk**

Pada usia empat bulan pertama, bayi memiliki refleks mengisap.

Empeng membantu memenuhi kebutuhan mengisap pada anak. Refleks mengisap akan menurun setelah empat bulan. Empeng kemudian dapat dianggap sebagai objek transisi. Alat ini memberikan kenyamanan psikologis seperti boneka beruang, misalnya. Pada masa tersebut, empeng adalah salah satu benda yang dapat digunakan bayi untuk menenangkan diri.

Sebelum digunakan pertama kali, rendam dalam air mendidih selama 5 menit, lalu dinginkan dan keluarkan air yang ada di dalam empeng. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya. Bersihkan sebelum menggunakan. Jangan mencelupkan dot ke dalam zat yang manis atau obat karena dapat menyebabkan gigi anak

rusak. Empeng dan tutup sesuai untuk semua bentuk sterilisasi yang umum digunakan..

### **Penyimpanan**

Saat tidak digunakan, simpan di dalam wadah tertutup yang bersih dan kering. Demi keamanan dan kebersihan, gantilah empeng setelah digunakan selama 4 minggu.