


PHILIPS


HP 5212 Hidro Impulsor



8 CHORROS PURSATILES Y SUAVES
PARA MASAJE DE LAS ENCIAS



1 CHORRO PURSATIL ELIMINA LA PLACA
Y LAS PARTICULAS DE ALIMENTOS



PUEDA AÑADIR ELIXIR BUCAL



PHILIPS

HP 5212

Hidro Impulsor

Tiene dos funciones: limpieza y cuidado. La boquilla es conmutable del modo de chorro fuerte pulsátil al de 8 chorros pulsátiles suaves.

El chorro fuerte tiene por objeto eliminar las partículas de alimentos y la placa blanda de las zonas a las que no llegan los cepillos normales, p. ej., entre dos de ellos o entre los molares.

El modo de 8 chorros proporciona un masaje excelente para las encías. Dicho masaje activa la circulación sanguínea en ellas, lo que contribuye a mantenerlas sanas y fuertes.

Por todo ello, el chorro de agua Philips es un complemento excelente y útil del cuidado diario de la boca.

CARACTERISTICAS

- Modo de chorro pulsátil fuerte
- Modo de 8 chorros pulsátiles y suaves
- Gran depósito de agua de 650 ml
- Puede usarse elixir bucal
- Puede usarse en el enchufe de la afeitadora
- Impermeable

- 4 cepillos codificados en color
- Almacenamiento de los cepillos en la unidad de carga, libres de polvo
- Montaje en la pared
- Posibilidad de recoger el cordón

BENEFICIOS

- : Elimina la placa blanda y las partículas de alimentos.
- : Masaje suave en las encías.
- : Mayor tiempo de empleo por sesión.
- : Aumenta la eficacia de la higiene.
- : Mayor libertad de empleo.
- : Seguridad y facilidad de empleo y de limpieza (sacar la clavija del enchufe).
- : Uno para cada miembro de la familia.
- : Mejor higiene.

- : Comodidad.
- : Comodidad.

ESPECIFICACIONES

- Tensión : 100-220 V o 220-240 V, 50-60 Hz.
- Consumo en carga : 20 W (puede enchufarse en la toma de la afeitadora).
- Velocidad de impulsos : 800-2.500 imp/min.
- Salida máxima de agua : 420 ± 25 ml/min.
- Capacidad depósito de agua : 650 ml.
- Peso total de la unidad : 950 g.

EMBALAJE

- Dimensiones embalaje unitario : 24 × 23 × 14 cm.
- Peso embalaje unitario : 1.200 g.
- Embalaje múltiple : 4 aparatos.
- Dimensiones embalaje múltiple : 25 × 24 × 57 cm.
- Peso embalaje múltiple : 5.300 g.