



필립스 소닉케어 AirFloss
치간세정기 - 충전식

충전식
분사노즐 1개 포함

AirFloss



HX8111/02

필립스 에어플로스 - 쉽고 간편한 치간 세정

부드럽고 효과적인 구강 건강 개선

일상적인 구강 관리로 치실을 사용하지 않는 경우, 닿지 않는 치아 사이에 세균이 쌓일 수 있습니다. 필립스 소닉케어 구강세정기를 통해 치실 사용의 번거로움을 덜면서 매일 치아 구석 구석까지 깨끗이 닦을 수 있습니다.

30 초 안에 이루어지는 구강케어

- 마우스 클릭만큼 간편한 원 버튼 구동

간편한 사용: 원하는 위치에 대고 누르기

- 마이크로버스트 기술로 버튼 터치 한 번에 세정 가능
- 슬림하고 각진 노즐로 닿기 힘든 부분까지 세정
- 어려운 위치를 손쉽게 닦기 위한 가이드스 팁
- 채우기 쉬운 급수통
- 슬림하고 잡기 쉬운 핸들
- 일반형 소닉케어 충전기에 맞습니다.
- 2 주마다 충전

검증된 구강 건강 개선 효과

- 99% 더 우수한 치아 사이의 플라그 제거 효과

PHILIPS
sonicare

주요 제품

마이크로버스트 기술




마이크로버스트 기술은 압축된 공기와 미세한 물방울들이 터져 나오게 하여 칫솔이 닿지 못하는 부분까지 닦아 줍니다.

간편한 원 버튼 구동



간편한 원 버튼 구동으로 1 분만에 손쉽게 세정

슬림하고 각진 노즐



슬림하고 각진 노즐로 닿기 힘든 부분까지 세정

가이던스 팁



가이던스 팁이 치아 사이에 안착됐다고 느낄 때까지 잇몸 선을 따라 부드럽게 밀니다. 닿기 힘든 뒤쪽 부분의 치아까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

채우기 쉬운 급수통



채우기 쉬운 급수통으로 소량의 물만을 사용하므로 깔끔한 뒤처리가 가능합니다. 구강 세정액으로 구강 치료 기능을 강화시킬 수 있습니다.

슬림하고 잡기 쉬운 핸들



입 부위에서 조작성이 쉽습니다.

소닉케어 충전기에 맞습니다.



충전기 하나만으로 소닉케어 제품을 충전할 수 있습니다.

99% 더 우수한 플라그 제거

소닉케어 에어플로스는 양치질과 병행 할 경우, 일반칫솔 단독 사용 대비, 99% 까지 더 우수한 플라그 제거 효과 및 구강 건강 개선 효과가 있습니다.

2 주마다 충전

필립스 치간세정기는 한 번 충전으로 2 주간 사용할 수 있습니다.

사양

편리한 사용

- 핸들 : 슬림한 인체공학적 디자인
- 배터리 표시등 : 충전 시기가 되면 전원 버튼의 표시등이 깜박입니다.

기술 사양

- 배터리 : 충전식
- 충전 시간 : 24 시간
- 작동 시간 (방전 상태에서 완전 충전까지) : 2 주

- 또는 14 회 사용
- 작동 시간 : 노즐은 6 개월마다 교체

소비전력

- 전압 : 다중 전압 충전기

서비스

- 보증 : 구입 후 2 년
- 90 일 환불 보증



발행 일자 2013-11-25

버전 : 21.3.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com

*일반칫솔만 사용하는 경우와 비교