

Philips Sonicare For Kids
Oplaadbare, sonische
tandenborstel

For Kids



HX6381

Stimuleer zelfstandig poetsen

Een elektrische borstel ter ondersteuning van een gebit in ontwikkeling

Reiniging en bescherming van een gebit in ontwikkeling

- Opzetborstel met speciale rubberen bescherm laag is ontworpen om jonge tanden te beschermen

Ontwikkeld voor een betere poetsgewoonte

- Opzetborstels ter bescherming van het melkgebit
- Robuuste vormgeving (voorkomt weggrollen)
- Flexibele greep voor ouders en kinderen
- 2 kindvriendelijke poetsstanden garanderen een zachte, maar effectieve reiniging
- Verwisselbare frontjes voor een eigen look
- De KidPacer heeft leuke en aanstekelijke muziekjes
- De KidTimer helpt om kinderen langer te laten poetsen

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking stuwt vloeistof tussen de tanden

PHILIPS
sonicare

sense and simplicity

Specificaties

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Rood met 3 verwisselbare panelen

Meegeleverde artikelen

- Oplader: 1 oplader voor verschillende voltages
- Opladerkap: 1 opladerkap met opzetborstelhouder

Gebruiksgemak

- Systeem voor opzetborstel: Opzetborstel die eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne
- Poetstijd: 42 keer 2 minuten poetsen OF 3 weken
- Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen
- Handvat: Ergonomisch ontworpen handgreep zodat kinderen eerst onder begeleiding van de

ouders kunnen poetsen en later individueel

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot wel 31.000 poetsbewegingen per minuut
- Opzetborstels: 1 korte opzetborstel voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar en 1 lange opzetborstel voor kinderen vanaf 7 jaar
- Prestaties: Verwijdert aanzienlijk meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel voor kinderen [Oral-B Fase 4] bij kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud
- Timer: Smartimer en Quadpacer
- Poetsstanden: 2 kindvriendelijke poetsstanden passen zich aan verschillende leeftijden aan

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Vermogen

- Voltage: Oplader voor verschillende voltages

Kenmerken

Opzetborstels voor alle leeftijden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel komt met opzetborstels in 2 maten die speciaal zijn ontworpen om de tanden in belangrijke ontwikkelingsstadia zacht te reinigen en te beschermen

Robuuste vormgeving (voorkomt weggrollen)

Door het stevige ontwerp van de greep kunnen kinderen de tandenborstel staand wegzetten en tandpasta aanbrengen wanneer de borstel plat ligt.

Flexibele greep

Ergonomisch ontworpen zodat kinderen eerst onder begeleiding van de ouders kunnen poetsen en later individueel.

Gepatenteerde sonische technologie



De Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reinigingswerking die op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees reinigt.

Verwisselbare frontjes

Kinderen kunnen hun tandenborstel een eigen look geven

KidPacer

De leuke muziekjes moedigen kinderen aan de voor- en achterkant van zowel de tanden boven als onder te poetsen

KidTimer

In 90 dagen wordt de poetstijd langzaam opgevoerd tot de 2 minuten die tandartsen aanbevelen

Poetsstanden

De kindvriendelijke poetsstanden passen zich aan verschillende leeftijden aan en zorgen voor een zachte reiniging die ideaal is voor verschillende leeftijden; er is een zachte poetsstand voor kinderen van 4 jaar en ouder en een hoge stand voor kinderen van 7 jaar en ouder

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag

Opzetborstel met speciale rubberen beschermlaag is ontworpen om jonge tanden te beschermen



Publicatiedatum
2013-05-01

Versie: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com