



4-pack självhäftande elektroder

- Passar på PR3840, PR3093, PR3094
- 4 elektroder
- Patenterad teknik för hydrogel
- Enkel magnetanslutning

PR3820

För ett aktivt liv med mindre smärta

Erkänd metod för smärtlindring som används inom vården

I Philips självhäftande elektroder används en patenterad hydrogelteknik för att minimera hudirritation. Det finns fyra i varje förpackning och rekommenderad användning är upp till 20 gånger per elektrod. Elektroderna är lätta att fästa vid TENS-enheten med hjälp av en magnetanslutning.

Fördelar

Patenterad teknik för hydrogel

- Patenterad hydrogelteknik för att minimera hudirritation

Optimerad för flera användningsområden

- Vi rekommenderar att du använder flera program upp till 20 gånger

Magnet för enkel anslutning

- Enkel magnetanslutning för att ansluta TENS-enheter med elektroder

Funktioner

Minskar risken för hudirritationer

Våra elektroder använder en högkvalitativ patenterad hydrogelteknik för att minimera effekterna av hudirritation. Elektroderna är flexibla så att de kan tillämpas på oregelbundna kroppsformer.

Rekommenderad användning upp till 20 gånger

För att användas på flera applikationer på olika kroppsdelar. Hur många gånger elektroderna kan användas är beroende på hudtyp och användning. Elektroderna kan enkelt förvaras i sina ursprungliga plastförpackningar till nästa användning.

PHILIPS

Enkel anslutning med fästen

TENS-enheterna kopplas enkelt ihop med självhäftande elektroder med hjälp av magneter. Placera först de självhäftande elektroderna på huden och knäpp sedan fast TENS-enheterna via magnetanslutningen.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Förpackningens innehåll

Självhäftande elektroder	4 st.
Storlek på de självhäftande elektroderna	50 x 50 mm
Multistick®-hydrogel	Ja
Förseglad plastpåse	Ja

Djup	2,20 cm
Nettovikt	0,02 kg
Bruttovikt	0,05 kg
EAN	08710103737025
Antal produkter som medföljer	1
Ursprungsland	CN
Harmoniserad systemkod	901890

Hydrogel-sammansättning

Glycerin, icke-talg	(Ärendenummer: 56-81-5)
Vatten	(Ärendenummer: 28062-44-4)
Poly(akrylat) sampolymer	(Ärendenummer: 7732-18-5)

Yttre kartong

Längd	22,90 cm
Bredd	14,90 cm
Höjd	18,70 cm
Bruttovikt	0,60 kg
EAN	18710103737022
Antal konsumentförpackningar	10

Ursprungsland

USA	Ja
-----	----

Förpackningens mått

Höjd	17,20 cm
Bredd	14,00 cm



data som kan komma att
ändras
2017, November 9
Version: 2.0.2
EAN: 08710103737025

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com