

PHILIPS

sonicare

Elektrická sonická
zubná kefka

HealthyWhite

3 režimy

1 kefkový nástavec



HX6781/02



Belšie a zdravšie zuby

Všetci milujú biely a žiarivý úsmev. Nechajte vyniknúť prirodzenú bielosť vašich zubov. Bolo preukázané, že pri pravidelnom používaní režimu Clean & White dokáže technológia HealthyWhite odstrániť už v priebehu dvoch týždňov každodenný povlak zubov.

Umožňuje prispôbené možnosti čistenia zubov

- Program jednoduchého začiatku vám pomôže zvyknúť si na kefku Sonicare
- Režim čistenia a bielenia Clean and White: dokázateľne odstraňuje povlak
- Režim čistenia: štandardný 2-minútový režim
- Režim pre citlivé zuby: jemné čistenie zubov a ďasien

Poskytuje dokonalé čistenie

- Dynamické čistenie Sonicare vháňa tekutinu do medzizubných priestorov
- Ohnuté hrdlo kefkového nástavca zabezpečí lepšiu dostupnosť zadných zubov

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

- Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať odporúčaný čas čistenia
- Počítadlo intervalov Quadpacer podporuje dôkladné čistenie

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

- Prírodzene belšie zuby s unikátnou sonickou technológiou
- Klinicky dokázaná bezpečnosť a jemnosť

Hlavné prvky

Sonická technológia



Jedinečný dynamický mechanizmus čistenia elektrickej zubnej kefky Philips Sonicare jemne a účinne dosiahne hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž dasien.

Ohnuté hrdlo kefkového nástavca



Jedinečne ohnuté hrdlo nástavca tejto zubnej kefky vám umožní ľahšie sa dostať k zadným zubom a odstrániť plak aj na ťažko dostupných miestach.

Prirodzene belšie zuby



Dynamické čistenie tejto zubnej kefky a priamy širší kontakt s každým zubom dokáže odstrániť každodenný povlak a pomáha udržať zuby prirodzene biele.

Bezpečná a jemná




Vašu elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare môžete bezpečne použiť na: zubné strojčeky (kefkové nástavce sa opotrebojú pri strojčkoch rýchlejšie), opravy chrupu (plomby, korunky, zubné obklady) a periodontálne vafky.

Inteligentný časovač




Dvojminútový časovač, ktorým je táto elektrická zubná kefka Sonicare značky Philips vybavená, vám pomôže dodržať čas čistenia odporúčaný zubnými odborníkmi

Quadpacer



30-sekundové počítadlo intervalov signalizuje dokončenie čistenia jednej štvrtiny ústnej dutiny a oznámi vám, že máte pokračovať v inej štvrtine, čím zaisťujú rovnomerné čistenie celej ústnej dutiny

Program jednoduchého začiatku



Jemne zvyšuje výkon počas prvých 14 použití, aby vám pomohol zvyknúť si na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare

Režim čistenia a bielenia Clean and White




2 minúty režimu čistenia plus 30 sekúnd režimu bielenia s dôrazom na viditeľné predné zuby vám zaručí odstránenie každodenného povlaku z kávy, čaju, tabaku alebo červeného vína. Už za 2 týždne budú vaše zuby o 2 odtiene belšie.

Režim čistenia

Pre výnimočnú každodennú čistotu. Pomáha zachovať bieliace procedúry.

Jemné čistenie zubov a dasien



Zubná kefka Philips Sonicare s režimom pre citlivé zuby: jemné, no dôkladné vyčistenie aj pre citlivé dasná

Technické údaje

Režimy

Čistenie: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Jemný: Jemné čistenie zubov a dasien

Čistenie a bielenie: 2-minútové čistenie + 30-sekundové bielenie

Pribalené príslušenstvo

Rukoväť: 1 HealthyWhite

Kefkové nástavce: 1 štandardný ProResults

Nabíjacia jednotka: 1

Cestovné puzdro: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Mrazivá biela

Čistiaci výkon

Rýchlosť: Až 31 000 ťahov kefky za minútu

Výkon: Odstraňuje až 90 % škvŕn*

Prínosy pre zdravie: Pomáha zlepšiť zdravotný stav dasien

Prínosy pre bielenie zubov: Vybieli zuby až o 2 odtiene

Časovač: Inteligentný časovač a počítadlo Quadpacer

Jednoduché používanie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým zacvakávaním

Čas čistenia: Až 3 týždne**

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Rukoväť: Štíhly ergonomický tvar, Gumená rukoväť na pohodlnú manipuláciu

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 3 týždne**

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

