

PHILIPS

sonicare

Akumulatorska
zvočna zobna ščetka

HealthyWhite

3 načini

1 glava ščetke



HX6731/02



Bolj beli in zdravi zobje

Vrhunska zobna ščetka za bolj bele zobe

Vsakdo obožuje žareče bel nasmeš. Navdušite z naravno belino svojih zob. Električna zobna ščetka Sonicare HealthyWhite ob redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh tednih odstrani vsakodnevne madeže.

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Naravno bolj beli zobje s patentirano zvočno tehnologijo
- Klinično dokazana varna in nežna uporaba

Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe
- Ukrivljen vrat glave ščetke za boljši dostop do zadnjih zob

Omogoča ščetkanje po meri

- Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže
- Način Clean: standardni 2-minutni način
- Način Sensitive: nežno čiščenje zob in dlesni
- Program za enostaven začetek omogoča pravo čiščenje Sonicare

Pomaga vam upoštevati priporočila za zdrave zobe

- Dvominutni časovnik zagotavlja priporočeni čas ščetkanja
- Intervalni časovnik Quadpacer spodbuja temeljito ščetkanje

Značilnosti

Naravna belina zob



Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

Način Clean and White




2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih 30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.

Način Clean

Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga ohranjati učinke beljenja.

Nežno čiščenje zob in dlesni




Zobna ščetka Philips Sonicare z načinom Sensitive: nežno in temeljito čiščenje za občutljive dlesni

Patentirana zvočna tehnologija



Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobni in ob dlesni.

Ukrivljen vrat glave ščetke




Z edinstveno glavo ščetke z ukrivljenim vratom zobne ščetke lažje dosežete zadnje zobe in odstranite zobne obloge tudi s težje dosegljivih predelov.

Varno in nežno



Električno zobno ščetko Philips Sonicare lahko varno uporabljate za čiščenje: zobnih aparatov (glave ščetke se pri čiščenju teh hitreje obrabijo), zobnih popravkov (plomb, kron, porcelanastih lusk) in parodontalnih žepov.

Program za enostaven začetek




Po prvih 14 uporabah nežno povečuje moč, da se lažje navadite na uporabo električne zobne ščetke Philips Sonicare

Smartimer



2-minutni časovnik električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavlja čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki

Quadpacer



30-sekundni intervalni časovnik vas opomni, da ste končali s ščetkanjem določenega dela ust in vam sporoči, da začnete s čiščenjem naslednjega, kar zagotavlja enakomerno čiščenje ust.

Specifikacije

Načini

Čisto: Za izjemno vsakdanjo čistočo
Clean in White: 2-minutni Clean in 30-
sekundni White
Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni

Priloženi predmeti

Ročaji: 1 HealthyWhite
Glave ščetke: 1 standardna ProResults
Polnilnik: 1
Potovalna torbica: 1

Zasnova in izdelava

Barva: Snežno bela

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 31.000 gibov na minuto
Zmogljivost: Odstrani do 90 % madežev*
Pozitivni vplivi na zdravje: Izboljšuje zdravje
dlesni
Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli za
do 2 odtenka
Časovnik: Pametni časovnik in Quadpacer

Enostavna uporaba

Sistem glave ščetke: Nasadne glave ščetke
Čas ščetkanja: Do 3 tedne**
Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanki ergonomski zasnovani, Gumijasti
ročaji za enostavno uporabo

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3
tedne

Napajanje

Napetost: 110–220 V

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

