

PHILIPS

sonicare

Tandborsthuvud

HydroClean



HydroClean-borsthuvud

Rengöring mellan tänderna

Borsthuvudets unika design fungerar med patenterad teknik för att rengöra ordentligt mellan tänderna där plack gömmer sig. Med den särskilda HydroGuides kommer tandkräm och vatten åt mellan tänderna.

Funktioner

- HydroGuides
- Borsthuvudet fästs enkelt på handtaget
- Påminnelseborststrån

Funktioner

HydroGuides




Med Hydroclean-borsthuvuden får du nästan samma behandling som med tandtråd. Tandkrämen och vätskan kommer åt mellan tänderna och ger en bättre rengöring på svåråtkomliga ställen.

Borsthuvudet fästs på handtaget

Rikta in borsthuvudet så att borsten är vända mot handtagets framsida och tryck ned borsthuvudet ordentligt på metallskaftet tills det tar stopp.

Påminnelseborststrån



Påminnelseborststråna gör att du enkelt får veta när det är dags att byta ut borsthuvudet. Efter tre månaders normal användning blir stråna slitna, och borsthuvudena blir mindre effektiva. Byt borsthuvud var tredje månad.

Specifikationer

Vikt och mått

Vikt för 1 blisterförpackning med borsthuvud:

0,026 kg

Mått för 1 blisterförpackning med

borsthuvud: 18,3 h x 6,3 b x 4,8 d cm

Tekniska specifikationer

Drifttid: Byt var tredje månad

Design och finish

Material, borsthuvud: PCTA, TPE med nylonborst

Medföljande tillbehör

Hygieniskt reselock: 1 delar

