

PHILIPS

sonicare

Kompaktne glave
sonične četkice za zube

ProResults


2 u pakiranju

Kompaktan

Postavljanje pritiskanjem

Sveobuhvatno čišćenje

HX6022/07



Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta. Superiorna učinkovitost uz odličnu vrijednost

Sonicare ProResults jedna je od istaknutih glava četkica za zube tvrtke Philips, a savršena je za korisnike novih ili starijih modela četkica Sonicare koji jednostavno žele autentični Sonicare doživljaj čišćenja uz nevjerojatnu vrijednost.

Dizajnirana za optimalno čišćenje

- Optimalno čišćenje četkica Sonicare tvrtke Philips
- Vlakna služe kao podsjetnik pa osiguravaju najučinkovitije čišćenje
- Dizajn koji maksimalno iskorištava sonično kretanje

Dokazano poboljšava oralno zdravlje

- Bolja rutina za oralno zdravlje

Glava četkice koja odgovara raznim drškama

- Radi sa svakom click-on četkicom za zube Philips Sonicare koja se postavlja pritiskanjem

Istaknute znač.

Optimalno čišćenje



Profil glave četkice Sonicare tvrtke Philips prilagođen je obliku vaših zuba te omogućava čišćenje teško dostupnih područja.

Maksimalno iskorišteno sonično kretanje



Glave četkice Philips Sonicare od ključne su važnosti za našu temeljnu tehnologiju pokreta četkice visoke frekvencije i visoke amplitude koja osigurava više od 31.000 pokreta četkice u minuti. Naša nenadmašna sonična tehnologija u potpunosti prenosi snagu s drške četkice pa sve do vrha glave četkice. To sonično kretanje stvara dinamično djelovanje kojim se tekućina usmjerava duboko između zuba i uzduž linije desni radi superiornog, a ipak nježnog, čišćenja svaki put.

Glava četkice koja se postavlja pritiskanjem



Ova glava četkice lako se postavlja na dršku pritiskanjem i skida povlačenjem. Sigurno se pričvršćuje, lako održava i čisti. Može se


postaviti na sve drške četkice za zube Philips Sonicare osim modela PowerUp Battery i Essence.

Bolje oralno zdravlje



Kao i sve ostale originalne glave četkice Sonicare tvrtke Philips, ova glava četkice sigurna je za zube i desni. Kvaliteta svake glave četkice testirana je kako bi se osiguralo izvanredne radne značajke i izdržljivost.

Vlakna kao podsjetnik



Iako to možda nije vidljivo na prvi pogled, glave četkice gube krutost i postupno se troše tijekom mjeseci uobičajene uporabe. Plava vlakna služe kao podsjetnik i blijede ka bijeloj boji, što vam pomaže da uočite kada je vrijeme za zamjenu. Kako biste dobivali optimalne rezultate, glavu četkice mijenjajte svaka tri mjeseca.

Specifikacije

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 2 kompaktne ProResults

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem

Odgovara sljedećim modelima:

HealthyWhite+, 2 Series za kontrolu naslaga, 3

Series za zdravlje desni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, za djecu, HealthyWhite

Dizajn i završna obrada

Krutost vlakana: Obično čišćenje

Boja: Bijela

Vlakna kao podsjetnik: Plava boja vlakana blijedi

Veličina: Kompaktno

Prednosti za zdravlje

Uklanjanje naslaga: Pospješuju uklanjanje naslaga

Kvaliteta i radne značajke

Zamjena dijelova: Svaka 3 mjeseca

Testirano: radi postizanja optimalne uporabe

