

PHILIPS

sonicare

Standard Sonic
fogkefefej

Sensitive

2 db-os

Normál méretű

Rápattintható

Érzékeny fogakhoz és ínyhez



HX6052/05



Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.

Kiemelkedően hatékony tisztítás az érzékeny fogak és íny számára

A Philips Sonicare Sensitive fogkefefej tökéletes megoldás a fájdalmasan érzékeny fogak és íny számára.

Gyengéd, mégis hatékony tisztítás

- Több lepedéket távolít el, mint egy manuális fogkefe

Optimális teljesítményre tervezve

- Az innovatív kialakítású sörték gyengéden távolítják el a lepedéket
- Az emlékeztető sörték biztosítják a leghatékonyabb fogmosást
- Maximális szónikus mozgásra tervezték

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Egy jobb szájaápolási rutin része

Több nyelvhez is illeszkedő fogkefefej

- Rápattintható kialakítás a fogkefefej egyszerű cseréjéhez

Fénypontok

Gyengéden távolítja el a lepedéket



Ez a Philips Sonicare fogkefefej extra puha sörtékkel rendelkezik a gyengéd és hatékonyabb tisztítás érdekében. Ezenkívül a speciálisan vágott profil puhább érzést ad a fogaknak, így gyengédebben tisztít. Kisebb, kompakt méretben is kapható precíziós tisztításhoz.

Több lepedéket távolít el



A Philips Sonicare Sensitive fogkefefej klinikailag igazoltan kiválóbb lepedékeltávolítást biztosít, mint egy kézi fogkefe.

Maximális szónikus mozgás



A Philips Sonicare fogkefefejek rendkívül fontos elemei alapterológiánknak - a magas frekvencián, nagy amplitúdóval mozgó kefefejek 31 000 tisztítómozdulatot végeznek percenként. Páratlan szónikus technológiánk a teljes fogkefére kiterjed, a nyelétől egészen a kefefej csúcsáig. A szónikus mozgás dinamikus folyadékos tisztítást eredményez, ami a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén, s mindig tökéletesen, mégis gyengéden tisztít.

Rápattintható fogkefefej-rendszer




A fogkefefej könnyen rápattan, illetve lepattan a fogkefefenyélről, biztonságosan illeszkedik rá, illetve könnyen karbantartható és tisztítható. A PowerUp Battery és az Essence típus kivételével minden Philips Sonicare fogkefefenyélhez alkalmas.

Jobb szájpótlás



Mint minden eredeti Philips Sonicare márkájú fogkefefej, ez is biztonságosan használható a fogakra és az ínyre. Minőségi tesztek bizonyítják minden egyes fogkefefej kivételes teljesítményét és tartósságát.

Emlékeztető sörték



Bár talán első pillantásra nem annyira nyilvánvaló, de a fogkefefejek több hónapos normál használat után veszítenek keménységükből és fokozatosan kopnak. Az emlékeztető sörték kékről fehér színűre halványodnak, és segítenek felismerni, ha a kefefej megérett a cserére. Az optimális eredmény elérése érdekében háromhavonta cserélje a fogkefefejet.

Műszaki adatok

Tartozékok

Kefejejek: 2 Sensitive standard

Kompatibilitás

Fogkefefej rendszer: Rápatintható

A következő típusokhoz: 2-es sorozatú lepedékeltávolító, 3-as sorozatú fogínyápoló, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, gyermekek számára, HealthyWhite

Formatervezés és kidolgozás

Érezhetően kemény sörték: Extra puha

Szín: fehér

Emlékeztető sörték: A sörték kék színe elhalványul

Méret: Standard

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: Segít a lepedék eltávolításában

Minőség és teljesítmény

Csere: 3 havonta

Tesztelve: optimális használatra

