

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ガムヘル
ス

Gum health

2つのモード

3段階の強さ設定

ブラシヘッド1 本付属



HX8931/11



約 2 週間でより健康な歯ぐきに ソニックケアが日本人のために初めて開発した商品

快適な歯磨き体験とともに、歯垢除去と歯ぐきケアができます。

お口の健康を推進

- ・手磨きと比べて多くの歯垢を除去
- ・歯ぐきの健康を推進
- ・歯肉炎の予防に効果的

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- ・3段階の強さ設定
- ・クリーンモードとガムプラスモード

しっかりやさしく洗浄

- ・音波水流で歯間の歯垢を除去
- ・歯科矯正やインプラントにも安心

理想的な歯磨きをサポート

- ・2 分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できる
- ・一定の間隔でお知らせするカドペーサー機能搭載



asimpleswitch.com


特長

歯ぐきの健康を推進



約2週間で歯ぐきの健康に導きます。*手磨きと同様

歯肉炎を予防




歯肉縁の歯垢を除去し、歯周病を防ぎます。

歯と歯ぐきにやさしい



歯科矯正やインプラントにも、ご使用いただけます。

手磨きより多くの歯垢を除去



手磨きと比べて多くの歯垢を除去します。

音波水流




振動と振幅により音波水流を発生させ、毛先の届きにくい所（歯と歯の間や、歯と歯ぐきの間）の歯垢を除去します。

3段階の強さ設定



ブラッシングの強さを3段階から選択できます。

クリーンモードとガムプラスモード



クリーンモードでは、歯垢を除去します。ガムプラスモードでは、歯ぐきをやさしく刺激します。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます

カドペーサー機能搭載



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏の4つのセクションを均等にブラッシングできます



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに
ガムプラス: 歯ぐきをやさしく刺激
3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

内容

ハンドル: ガムヘルス 1本
ブラシヘッド: プロリザルツガムヘルス (レギュラー) 1本
充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: ブルー

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
使用時間: 約3 週間*
充電表示ランプ: ランプで充電残量を表示
ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

充電方式: 充電式
電池の種類: リチウムイオン充電電池

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年間保証: ○

