

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン
ディープクリーン エディション

DiamondClean

5つのモード

ハンドル 2 本組

ブラシヘッド 2 本付属

ディープクリーンモード搭載



HX9322/43



手磨きの最大 10 倍の歯垢除去力*

優れたステイン除去効果を誇るフィリップスソニックケア充電式電動歯ブラシ

優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーンディープクリーンエディション

優れた洗浄能力

- ・ 歯垢をしっかり除去
- ・ 歯垢を掻き出すディープクリーンモード
- ・ 磨きにくい場所にも届く

お口の健康を推進


- ・ ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる
- ・ 安心してブラッシング
- ・ 音波水流

使いやすさ重視の設計

- ・ タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ
- ・ ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能


特長

歯垢をしっかり除去



ゴム素材の柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大 10 倍除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかり磨けます。

ディープクリーン、センシティブなど、5つのモードから選べる



クリーンモード（歯をキレイに）、ホワイトモード（自然な白さへ）、センシティブモード（歯と歯ぐきにやさしい）、ガムケアモード（歯ぐきをケア）、ディープクリーンモード（歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す）の 5 つのモードがさまざまなブラッシングのニーズに対応します。

歯垢を掻き出すディープクリーンモード



磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験


できます。歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ



約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

磨きにくい場所にも届く



ダイヤモンドクリーンハンドルの独自の形状とブラシヘッドで、届きにくい後ろの歯までしっかりきれいにします。

音波水流



1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁もしっかりとやさしく磨きます。

安心してブラッシング



ダイヤモンドクリーンならさまざまなニーズに合わせて安全にブラッシングできます。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、歯周病の毎日のケアにも使用できます。

仕様

モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

ガムケア: 歯ぐきをケア

ディープクリーン: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

内容

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 2本

ブラシヘッド: プレミアムクリーン 2本

充電器: 1個

デザインと仕上げ

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約 3 週間**

電源

対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

サービス

本体 2 年間保証: ○

