

PHILIPS

sonicare

Standartinės „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

For Kids

2 vnt.

Standartinis dydis

Istatoma

Švelnaus vaikams skirto valymo

HX6042/05



Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes.*

Valo ir apsaugo šypsenas, vaikams nuo 7 metų

Dantų šepetėlio „Sonicare for Kids“ galvutė sukurta mažoms burnytėms ir augantiems dantukams. Ji tinka tik įkraunamam „For Kids“ dantų šepetėliui, kurį saugu ir malonu naudoti. Vaikams jis patinka ir padeda formuoti įpročius.

Rūpestingos švaros pojūtis jūsų vaiko burnoje

- Iki 75 % efektyvesnis valymas, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Sukurtas tam, kad pasiektumėte geriausius rezultatus

- Nuo 7 metų
- Primenantys šereliai užtikrina, kad valymas tikrai efektyvus
- Nepriekaištingas valymas optimizuoja kiekvieną sekundę
- Konstrukcija užtikrina greitesnius judesius

Įrodyta, kad pagerina burnos būklę

- Rutinos dalis, siekiant geresnės burnos higienos

Šepetėlio galvutė tinka įvairioms rankenėlėms

- Istatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti


Ypatybės

Nuo 7 metų



„Philips Sonicare For Kids“ standartinė šepetėlio galvutė yra lenkto profilio, kuris puikiai tinka vaikų nuo 7 m. dantis, o minkšti šereliai užtikrina švelnų valymą. Be to, guminis šepetėlio galvutės galas garantuoja saugesnį ir patogesnį valymą. Taip pat galima rinktis ir mažesnę bei kompaktiškesnę, skirtą vaikams nuo 4 metų.

Garantuotai geresni profilaktinių patikrinimų rezultatai



Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė puikiai pašalina apnašas, palyginti su paprastu dantų šepetėliu. Pradėkite rūpintis vaikų dantų apsauga nuo 7 metų, kad vizitai pas odontologą nekeltų rūpesčių. Garantuojame geresnį apnašų pašalinimą arba grąžinsime pinigus.

Nepriekaištingai išvalyti dantys per kelias sekundes



Mūsų „Sonic“ leidžia pajusti visus privalumus per ribotą laiką, kai jūsų vaikas valosi dantis, ugdo sveikus įpročius ir tobulina dantų valymo techniką.

Greitesni judesiai



„Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės labai svarbios šiai aukštų dažnių technologijai, nes didelė amplitudė judanti galvutė atlieka daugiau nei 31 000 judesių per minutę. Neprilygstama „Sonic“ technologija perduoda galią iš rankenėlės į dantų šepetėlio galvutę. Šis greitas judėjimas sukelia dinaminį skysčio srautą, kuris nukreipiamas giliai tarp dantų ir išilgai dantenų linijos. Visada nepriekaištingai, bet švelniai valomi dantys.

Įstatomos šepetėlio galvutės sistema




Ant rankenėlės uždedama ir nuimama „Philips Sonicare For Kids“ šepetėlio galvutė laikosi tvirtai, ją lengva prižiūrėti ir valyti.

Geresnė burnos higiena



Kaip ir visos autentiškos „Philips Sonicare“ šepetėlių galvutės, ši galvutė saugo dantis ir dantenas. Buvo patikrinta kiekvienos galvutės kokybė ir užtikrintas nepriekaištingas veikimas ir patvarumas.

Primenantys šereliai



Sunku pastebėti, bet laikui bėgant įprastai naudojamų šepetėlių galvutės praranda kietumą ir nusidėvi. Mūsų mėlyni primenantys šereliai po truputį šviesėja, kol tampa balti, – taip pranešama, kad laikas keisti galvutę. Jei siekiate optimalių rezultatų, keiskite šepetėlio galvutę kas tris mėnesius.

Specifikacijos

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „Sonicare for Kids“ standartinės

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: HealthyWhite+, vaikams

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Įprastas

Spalva: Mėlynos ir raudonos

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 75 % daugiau apnašų*

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas, kad būtų naudojamas optimaliau

